

IT	LV	LT	NO	PL	PT
Simboli regulācijas secinājums saskaņā ar normu ISO 15223-1: Dispozitīvi medicīnai - Simboli da utilizare nelle etichette dei dispositivi medici, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite - Parte 1: Requisiti generali	Regulācijas simbolu raksturojums saskaņā ar ISO 15223-1: Medicīniskās ierīces. Simboli, kas lietotājam ir medicīniskio ierīču etiķetēm, marķējumi un aizsardzības informācija. Informācija, kas jānodrošina lietotājam	Regulacijos simbolų aprašymas pagal ISO 15223-1: Medicinos priemonės. Medicinos priemonių etikečių ir žymenų vartotojų simbolių, ženklinimo ir teiktina informacija. Informacija, kuri turi būti pateikiama vartotojui	Regulerte symboler i henhold til ISO 15223-1: Medisinsk utrustning - Symboler til bruk med medisinsk utrustning og sikker levetid av produsentene - Del 1: Generelle krav til informasjon som skal leveres til brukerne	Simbolo regolamento norma ISO 15223-1: Workby medicare - Simboli da utilizzare nei prodotti e informazioni dottrinarie con prodotti - Parte 1: Requisiti generali	Simbolo regulamento de acordo com a norma ISO 15223-1: Dispositivos médicos - Símbolos a utilizar nos rótulos dos dispositivos médicos, rotulagem e informações que devem ser fornecidas - Parte 1: Requisitos gerais
REF Numero di catalogo, numero di riferimento SIMBOL 5.1.6: Indica il numero di catalogo del produttore per la corretta identificazione dell'apparecchiatura medica.	Procesu numurs, atzauces numurs 5.1.6: Norādā nr.kataloga numuru, kas ļauj identificēt medicīniskās ierīces.	Prekės numeris, nuorodos numeris 5.1.6: Norūdno gamintojo prekės numeris, kas leidžia identifikuoti medicinos priemones.	Artikulanummer, referansenummer symbol 5.1.6: Utrustningens artikulanummer eller referansenummer som kan identifiseres.	Numero výroby, numer referencyjny 5.1.6: Oznacza numer wyrobu producenta, pozwalający zidentyfikować wyrob.	Número de artigo, número de referência SIMBOL 5.1.6: Indica o número de artigo/fabricante, de modo a poder identificar o produto médico.
LOT Codice lotto, numero di riferimento SIMBOL 5.1.5: Indica il codice del lotto del fabbricante e consente l'identificazione del lotto.	Rabotanas partijas numurs, atzauces numurs 5.1.5: Norādā ražošanas partijas numuru, kas ļauj identificēt partiju vai lotu.	Gamybos partijos numeris, nuorodos numeris 5.1.5: Norūdno gamintojo serijos numeris, kas leidžia gauti identifikaciją serijai arba partijai.	Batchnummer, referansenummer symbol 5.1.5: Utrustningens chargerummer eller id. charge eller lot kan identifiseres.	Numero di produzione, numero di riferimento SIMBOL 5.1.5: Indica il dato di lotto del fabbricante, di modo a poter identificare il lote.	Número de produção, número de referência SIMBOL 5.1.5: Indica o número de lote do fabricante, de modo a poder identificar o lote.
STERILIZ Sterilizzato con radiazioni, numero di riferimento SIMBOL 5.2.4: Indica che l'apparecchiatura medica è stata sterilizzata con radiazioni.	Ierīce sterilizēta ar radiāciju, atzauces numurs, simbols 5.2.4: Norūdno medicīniskās ierīces, kas būtu sterilizēta ar radiāciju.	Apūlinātās, nuorodos numeris, simbols 5.2.4: Norūdno medicinos prietaisų, kurie būtu sterilizuoti spinduliu.	Strålesterilisert, referansenummer symbol 5.2.4: Utrustning som er sterilisert etter høye av stråling.	Sterilizzato per irradiazione, numero di riferimento SIMBOL 5.2.4: Indica che il prodotto medico che è stato sterilizzato per irradiazione.	Estabilizado por irradiación, número de referencia SIMBOL 5.2.4: Indica o produto médico que foi estabilizado por irradiação.
Non sterile , numero di riferimento 5.2.7, indica un dispositivo medico che non è stato sottoposto a procedura di sterilizzazione.	Navērtis, atzauces numurs, simbols 5.2.7: Norūdno medicīniskio ierīces, kurai sterilizācijas procesā nav veikta.	Nesterilis, nuorodos numeris, simbols 5.2.7: norūdno medicinos prietaisų, kuriu nebūta atlikta sterilizacijos procedūra.	Ikke steril, referansenummer symbol 5.2.7: Utrustning som ikke er utsatt for noen dekontaminasjonsprosedyre.	Non sterile , numero di riferimento SIMBOL 5.2.7: Indica un dispositivo medico che non ha subito un processo di sterilizzazione.	Non estéril , número de referencia SIMBOL 5.2.7: Indica un dispositivo médico que no ha sufrido un proceso de esterilización.
Avvertenza Utente non a confezione e demagata, numero di riferimento SIMBOL 5.2.8: Informa che un apparecchio medico non deve essere utilizzato se la confezione è stata violata o se il prodotto medico non è nella confezione originale.	Brūvētājam jābūt nepārsniegtam, atzauces numurs, simbols 5.2.8: Informē, ka medicīniskā ierīce, kas nav iepakota oriģinālā iepakojumā, jālieto tikai oriģinālā iepakojumā.	Įrenginys turi būti naudojamas, nuorodos numeris, simbols 5.2.8: Informuoja, kad medicīniskio ierīcė, kuri nebūta iš pakuotimo, turi būti naudojama, jei pakuotė nepažeista ar atvērta.	Må ikke brukes ved skade på emballasjen, referansenummer symbol 5.2.8: Utrustning som ikke bør brukes ved skade på emballasjen eller hvis emballasjen er ødelagt.	Non usare l'utente non a confezione e demagata, numero di riferimento SIMBOL 5.2.8: Informa che un apparecchio medico non deve essere utilizzato se la confezione è stata violata o se il prodotto medico non è nella confezione originale.	Se a embalagem estiver danificada, não usar número de referência SIMBOL 5.2.8: Informa que o produto médico que não deve ser usado se a embalagem estiver danificada ou aberta.
Neudrošības ierīcība - Saskaņā ar prasībām, atzauces numurs, simbols 5.1.1: Indica il produttore dell'apparecchiatura medica.	Neaizsargātība, atzauces numurs, simbols 5.1.1: Norādā medicīniskās ierīces ražotāju.	Raizėjimas, nuorodos numeris, simbols 5.1.1: Norūdno medicinos prietaisų gamintoją.	Produsent, referansenummer symbol 5.1.1: Utrustningens produsent eller leverandør.	Produttore , numero referencyjny symbol 5.1.1: Oznacza producenta wyrobu producenta, pozwalający zidentyfikować wyrob.	Fabricante , número de referencia SIMBOL 5.1.1: Indica o fabricante do produto médico.
Brūvēšanas datums - Saskaņā ar prasībām, atzauces numurs, simbols 5.1.3: Indica il data in cui è stata fabbricata l'apparecchiatura medica.	Rabotanas datums, atzauces numurs, simbols 5.1.3: Norādā datu, kada medicīniskio ierīce tika ražota.	Rabotanos datums, atzauces numurs, simbols 5.1.3: Norūdno datu, kada medicinos prietaisus buvo pagamintas.	Produktionsdato, referansenummer symbol 5.1.3: Utrustningens dato for produktion eller levering.	Data di produzione , numero referencyjny symbol 5.1.3: Oznacza datę produkcji wyrobu producenta.	Data de fabrica , número de referencia SIMBOL 5.1.3: Indica a data em que foi produzido o produto.
Brūvēšanas vieta - Saskaņā ar prasībām, atzauces numurs, simbols 5.1.9: Indica la società che distribuisce il dispositivo medico nel luogo.	Izglābšanas vieta, atzauces numurs, simbols 5.1.9: Norādā uzpinu, kurā izstrādātājam medicīniskās ierīces piegādā.	Izglābšanas vieta, atzauces numurs, simbols 5.1.9: Norūdno įmonu, kurio vietoje gamintojas medicinos prietaisus siunčia.	Salgpartnør, referansenummer symbol 5.1.9: Utrustning som leveres av medisiniske utstyr på stedet.	Distributore , numero di riferimento SIMBOL 5.1.9: Indica la società che distribuisce il dispositivo medico nel luogo.	Distribuidor , número de referencia SIMBOL 5.1.9: Indica a empresa que distribui o produto médico no local.
Ierīces izstrādātājs - Saskaņā ar prasībām, atzauces numurs, simbols 5.1.4: Indica il dato oltre il quale non è più possibile l'uso dell'apparecchiatura medica.	Lietojuma termiņš, atzauces numurs, simbols 5.1.4: Norādā datumu, līdz kādam medicīniskio ierīces varbūt tiks izmantotas.	Lietojimo laikas, atzauces numurs, simbols 5.1.4: Norūdno datu, iki kurio medicinos prietaisus negalima būti naudojami.	Kan brukes til og med, referansenummer symbol 5.1.4: Oznacza datę, po której urządzenie nie może już być używane.	Validità dell'uso , numero referencyjny symbol 5.1.4: Oznacza data oltre la quale non è più possibile l'uso dell'apparecchiatura medica.	Valido para uso até , número de referência SIMBOL 5.1.4: Indica a data após a qual o produto médico não pode ser mais utilizado.
Consultare le istruzioni per l'uso , numero di riferimento SIMBOL 5.4.3: Indica la necessità per l'utente di consultare le istruzioni per l'uso.	Lasīt ierīces lietošanas instrukciju , atzauces numurs, simbols 5.4.3: Informē lietotāju par nepieciešamību iepazīties ar lietošanas instrukciju un ievērot to.	Skaitinė lietojimo instrukcija , atzauces numurs, simbols 5.4.3: Informuoja naudotoją apie reikalingumą žinoti ir laikytis instrukcijų.	Se opplystning , referansenummer symbol 5.4.3: Henviser til at det er nødvendigt at læse brugen af produktet før brug.	Consultare le istruzioni per l'uso , numero di riferimento SIMBOL 5.4.3: Indica la necessità per l'utente di consultare le istruzioni per l'uso.	Consulte o manual de instruções , número de referência SIMBOL 5.4.3: Remete para a necessidade de o utilizador consultar o manual de instruções.
Sistema a barriera sterilia sistema , numero di riferimento 5.2.11: Indica un sistema a barriera sterilia.	Vienkāršs sterils barjeras sistēma , atzauces numurs, simbols 5.2.11: Norādā vienkāršā sterilitātes barjeras sistēmu.	Vienkāršs sterilis barjeras sistema , atzauces numurs, simbols 5.2.11: Norūdno vienkāršā sterilitates barjeras sistemu.	Enkelt sterilt barrieresystem , referansenummer 5.2.11: Kjenner seg til enkelt sterilt barrieresystem.	Sistema de barreira de esterilização simples , número de referência 5.2.11: Identifica o sistema de barreira de esterilização simples.	Sistema de barreira de esterilização simples , número de referencia 5.2.11: Identifica o sistema de barreira de esterilização simples.
Dubults sterils barjeras sistēma , atzauces numurs 5.2.12: Norādā dubults sterilitātes barjeras sistēmu.	Dubults sterils barjeras sistēma , atzauces numurs 5.2.12: Norādā dubults sterilitātes barjeras sistēmu.	Dubults sterilis barjeras sistema , atzauces numurs 5.2.12: Norūdno dubults sterilitates barjeras sistemu.	Dobbelts sterilt barrieresystem , referansenummer 5.2.12: Kjenner seg til dobbelts sterilt barrieresystem.	Sistema de barreira de esterilização dupla , número de referência 5.2.12: Identifica o sistema de barreira de esterilização dupla.	Sistema de barreira de esterilização dupla , número de referencia 5.2.12: Identifica o sistema de barreira de esterilização dupla.
Vienkāršs sterils barjeras sistēma ar aizsargapvalku iekšpusē , atzauces numurs 5.2.13: Norādā vienkāršā sterilitātes barjeras sistēmu ar aizsargapvalku iekšpusē.	Vienkāršs sterils barjeras sistēma ar aizsargapvalku iekšpusē , atzauces numurs 5.2.13: Norādā vienkāršā sterilitātes barjeras sistēmu ar aizsargapvalku iekšpusē.	Vienkāršs sterilis barjeras sistema ar aizsargapvalku iekšpusėje , atzauces numurs 5.2.13: Norūdno vienkāršā sterilitates barjeras sistemu su apsaugos apvalku viduje.	Enkelt sterilt barrieresystem med innvendig beskyttelsesemballasje , referansenummer 5.2.13: Kjenner seg til enkelt sterilt barrieresystem med innvendig beskyttelsesemballasje.	Sistema de barreira de esterilização simples com embalagem protetora anterior , número de referência 5.2.13: Identifica um sistema de barreira de esterilização simples com embalagem protetora anterior.	Sistema de barreira de esterilização simples com embalagem protetora anterior , número de referencia 5.2.13: Identifica um sistema de barreira de esterilização simples com embalagem protetora anterior.
Vienkāršs sterils barjeras sistēma ar ārējais apvalks , atzauces numurs 5.2.14: Zīmē vienkāršs sterilitātes barjeras sistēmu ar ārējais apvalks.	Vienkāršs sterils barjeras sistēma ar ārējais apvalks , atzauces numurs 5.2.14: Zīmē vienkāršs sterilitātes barjeras sistēmu ar ārējais apvalks.	Vienkāršs sterilis barjeras sistema su išorinė apsauga , atzauces numurs 5.2.14: Zīmē vienkāršs sterilitates barjeras sistemu su išorinė apsauga.	Enkelt sterilt barrieresystem med utvendig beskyttelsesemballasje , referansenummer 5.2.14: Kjenner seg til enkelt sterilt barrieresystem med utvendig beskyttelsesemballasje.	Sistema de barreira de esterilização simples com embalagem protetora posterior , número de referência 5.2.14: Identifica um sistema de barreira de esterilização simples com embalagem protetora posterior.	Sistema de barreira de esterilização simples com embalagem protetora posterior , número de referencia 5.2.14: Identifica um sistema de barreira de esterilização simples com embalagem protetora posterior.
Ievēlētā, atzauces numurs, simbols 5.4.1: Indica la necessità per parte dell'utente di consultare le istruzioni per l'uso e individuare informazioni di avvertimento riportate come avvisi o precauzioni per, per una serie di motivi, non possono essere riportati sul prodotto medico.	Ievēlētā, atzauces numurs, simbols 5.4.1: Informē lietotāju par nepieciešamību iepazīties ar ierīces lietošanas instrukciju, brīdinājumiem un informāciju par piesardzības pasākumiem, kuri dāļām lietot, kas nav iepakoti oriģinālā iepakojumā.	Ievēlētā, atzauces numurs, simbols 5.4.1: Informuoja naudotoją apie reikalingumą žinoti ir laikytis instrukcijų, perspėjimų ir informaciją apie saugos priemones, kurios dalyje turi būti naudojamos, bet neįrašomos į produktą.	Opplystning av sikkerhetsinformasjon , referansenummer 5.3.4: Angir at sikkerhetsinformasjon som ikke bør tas med på seg.	Preavviso av avvertimenti, numero referencyjny symbol 5.4.1: Indica la necessità per l'utente di consultare le istruzioni per l'uso e individuare informazioni di avvertimento riportate come avvisi o precauzioni per, per una serie di motivi, non possono essere riportati sul prodotto medico.	Preavviso av avvertimentos, número de referência SIMBOL 5.4.1: Remete para a necessidade de o utilizador consultar o manual de instruções relativamente a importantes informações sobre a segurança, tais como avisos e precauções, que não podem ser aplicadas ao próprio produto médico.
Uzglābšanas vieta , atzauces numurs 5.3.4: Indica che il dispositivo medico deve essere conservato al riparo dall'umidità.	Uzglābšanas vieta , atzauces numurs 5.3.4: apzīmē mitruma, kuram, kas jāizvairās no mitruma.	Uzgląbimo vieta , atzauces numurs 5.3.4: apzīmē mitrumą, kuriame, kas turi būti išvengta.	Opplystning av sikkerhetsinformasjon , referansenummer 5.3.4: Angir at sikkerhetsinformasjon som ikke bør tas med på seg.	Preavviso av avvertimenti, numero referencyjny symbol 5.3.4: Indica la necessità per l'utente di consultare le istruzioni per l'uso e individuare informazioni di avvertimento riportate come avvisi o precauzioni per, per una serie di motivi, non possono essere riportati sul prodotto medico.	Preavviso av avvertimentos, número de referência SIMBOL 5.3.4: Designa un produto médico, que não requer proteção contra a humidade.
Conservare il riparo dalla luce del sole , numero di riferimento SIMBOL 5.3.2: Indica che il dispositivo medico deve essere conservato al riparo dalle fonti luminose.	Sargāt no saules starojuma , atzauces numurs 5.3.2: apzīmē mitruma, kuram, kas jāizvairās no mitruma.	Sargoti nuo saulės spindulių , atzauces numurs 5.3.2: apzīmē mitrumą, kuriame, kad medicinos prietaisų negalima būti saugomi iš tiesiogios saulės spindulių.	Må ikke belyses med lys , referansenummer symbol 5.3.2: Angir at medisinsk utstyr som må ikke belyses med lyskilder.	Preavviso av avvertimenti, numero referencyjny symbol 5.3.2: Indica la necessità per l'utente di consultare le istruzioni per l'uso e individuare informazioni di avvertimento riportate come avvisi o precauzioni per, per una serie di motivi, non possono essere riportati sul prodotto medico.	Preavviso av avvertimentos, número de referência SIMBOL 5.3.2: Designa un produto médico, que requer proteção contra fontes de luz.
Contiene sostanze pericolose , numero di riferimento 5.4.10: Indica che un dispositivo medico può contenere sostanze potenzialmente cancerogene, mutagene e riproduttive o tossiche in grado di interferire con la fertilità.	Saturātas bīstamība , atzauces numurs 5.4.10: Indica, ka satur potenciāli kancerogākus, mutagēnus vai reproduktīvi toksiskus vielas vai vielas, kas varētu ietekmēt potenciāli kancerogākus, mutagēnus vai reproduktīvi toksiskus vielas vai vielas ar endokrīnās sistēmas darbību.	Saturimas pavojingomis medžiagomis , atzauces numurs 5.4.10: nurodo, kad medicinos prietaisai sudaryti gali būti potencialiai kancerogenomis, mutagenomis ar toksiškai reprodukuojančiomis medžiagomis, kurios gali būti veikiančios endokrines sistemas.	Innholdet kan være skadelig , referansenummer symbol 5.4.10: Henviser til at medisinsk utrustning kan inneholde potensielt kreftfremkallende, mutagenet eller reproduktivt skadelige stoffer eller stoffer med endokrin systemeffekt.	Contiene sostanze pericolose , numero di riferimento 5.4.10: Indica che un dispositivo medico può contenere sostanze potenzialmente cancerogene, mutagene e riproduttive o tossiche in grado di interferire con la fertilità.	Contém substâncias perigosas , número de referência 5.4.10: Alerta para a possibilidade de o produto médico poder conter substâncias potencialmente cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para o sistema reprodutivo, que podem interferir com a fertilidade.
Il prove hanno dimostrato che alcuni i dispositivi che contengono più dello 0,1% in peso di cobalto (CAS: 7440-48-4) non presentano un rischio di cancerogenicità, mutagenicità o tossicità per la riproduzione (classificazione CMR 1B). Per tutti gli altri, non possono essere riportati sul prodotto medico.	Īstenojumi par to, ka izstrādātājam medicīniskās ierīces, kas satur vairāk nekā 0,1% no kobalta (CAS: 7440-48-4), nerada nekancerogākus, mutagēnus vai toksiķi reproduktīvi toksiskus riskus. Dabūgā ražotajām medicīniskajām ierīcēm, kas satur vairāk nekā 0,1% no kobalta (CAS: 7440-48-4), nav jānorāda nekādas īpašas informācijas.	Įrodymai par to, kad kai kurie prietaisai, kuri sudaryti yra daugiau kaip 0,1% masės kobalto (CAS: 7440-48-4), nerada nekancerogeniškų, mutageniškų ar toksiškai reprodukuojančių CMR 1B klasifikaciją. Dabūgā ražotajoms medicinos prietaisams, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 0,1% kobalto (CAS: 7440-48-4), nereikia pateikti jokių papildomų informacijų.	Kunnskjæringer ved bruk av koboltinnhold på over 0,1 % (CAS: 7440-48-4) ikke utgjør fare for hvelken cancerogentitet, mutagenitet eller reproduktivt skadelig (CMR-klassifisering 1B). Det er ikke nødvendig å rapportere informasjon om koboltinnhold i medisinsk utstyr.	Il prove hanno dimostrato che alcuni i dispositivi che contengono più dello 0,1% in peso di cobalto (CAS: 7440-48-4) non presentano un rischio di cancerogenicità, mutagenicità o tossicità per la riproduzione (classificazione CMR 1B). Per tutti gli altri, non possono essere riportati sul prodotto medico.	Os resultados demonstraram que alguns dispositivos que contêm mais de 0,1 % de frágulo de massa de cobalto (CAS: 7440-48-4) não resultam nenhuma carcinogenicidade, mutagenicidade ou toxicidade reprodutiva (classificação CMR 1B). Não são necessárias mais informações.
Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.7: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.7: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicinos prietaisai, atzauces numurs 5.7.7: Norūdno, kad prietaisai yra sukurta unikali identifikacija.	Unikals produktidentifikasjonsnummer , referansenummer 5.7.7: Angir at medisinsk utstyr som er utviklet med unikale identifikasjonsnummer.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.7: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Identificação única do dispositivo , número de referência 5.7.7: Indica um suporte que contém informações sobre uma identificação única do dispositivo (UDI).
Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.10: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.10: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicinos prietaisai, atzauces numurs 5.7.10: Norūdno, kad prietaisai yra sukurta unikali identifikacija.	Unikals produktidentifikasjonsnummer , referansenummer 5.7.10: Indikerer en barner som inneholder informasjon om en unik utstyridentifikasjon (UDI).	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.10: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Identificação única do dispositivo , número de referência 5.7.10: Indica um suporte que contém informações sobre uma identificação única do dispositivo (UDI).
Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.11: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.11: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicinos prietaisai, atzauces numurs 5.7.11: Norūdno, kad prietaisai yra sukurta unikali identifikacija.	Unikals produktidentifikasjonsnummer , referansenummer 5.7.11: Kjenner seg til unikale produktidentifikasjonsnummer.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.11: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Identificação única do dispositivo , número de referência 5.7.11: Indica um suporte que contém informações sobre uma identificação única do dispositivo (UDI).
Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.12: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.12: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicinos prietaisai, atzauces numurs 5.7.12: Norūdno, kad prietaisai yra sukurta unikali identifikacija.	Unikals produktidentifikasjonsnummer , referansenummer 5.7.12: Kjenner seg til unikale produktidentifikasjonsnummer.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.12: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Identificação única do dispositivo , número de referência 5.7.12: Indica um suporte que contém informações sobre uma identificação única do dispositivo (UDI).
Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.13: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.13: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicinos prietaisai, atzauces numurs 5.7.13: Norūdno, kad prietaisai yra sukurta unikali identifikacija.	Unikals produktidentifikasjonsnummer , referansenummer 5.7.13: Kjenner seg til unikale produktidentifikasjonsnummer.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.13: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Identificação única do dispositivo , número de referência 5.7.13: Indica um suporte que contém informações sobre uma identificação única do dispositivo (UDI).
Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.14: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.14: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicinos prietaisai, atzauces numurs 5.7.14: Norūdno, kad prietaisai yra sukurta unikali identifikacija.	Unikals produktidentifikasjonsnummer , referansenummer 5.7.14: Kjenner seg til unikale produktidentifikasjonsnummer.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.14: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Identificação única do dispositivo , número de referência 5.7.14: Indica um suporte que contém informações sobre uma identificação única do dispositivo (UDI).
Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.15: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.15: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicinos prietaisai, atzauces numurs 5.7.15: Norūdno, kad prietaisai yra sukurta unikali identifikacija.	Unikals produktidentifikasjonsnummer , referansenummer 5.7.15: Kjenner seg til unikale produktidentifikasjonsnummer.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.15: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Identificação única do dispositivo , número de referência 5.7.15: Indica um suporte que contém informações sobre uma identificação única do dispositivo (UDI).
Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.16: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.16: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicinos prietaisai, atzauces numurs 5.7.16: Norūdno, kad prietaisai yra sukurta unikali identifikacija.	Unikals produktidentifikasjonsnummer , referansenummer 5.7.16: Kjenner seg til unikale produktidentifikasjonsnummer.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.16: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Identificação única do dispositivo , número de referência 5.7.16: Indica um suporte que contém informações sobre uma identificação única do dispositivo (UDI).
Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.17: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.17: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicinos prietaisai, atzauces numurs 5.7.17: Norūdno, kad prietaisai yra sukurta unikali identifikacija.	Unikals produktidentifikasjonsnummer , referansenummer 5.7.17: Kjenner seg til unikale produktidentifikasjonsnummer.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.17: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Identificação única do dispositivo , número de referência 5.7.17: Indica um suporte que contém informações sobre uma identificação única do dispositivo (UDI).
Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.18: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicīniskā ierīce, atzauces numurs 5.7.18: Norādā, ka ierīcē ir izstrādāta ar unikālu identifikāciju.	Medicinos prietaisai, atzauces numurs 5.7.18			

