

FRANÇAIS Mode d'emploi
<div> <div><div>Conserver entre 2 et 27 °C</div></div> <ul style="list-style-type: none">Photosensible </div>

Avertissement: Les monomères 'acryliouee sont connus pour produire des réactions allergiques chez certains individus sensibles. Ils risquent de causer une irritation des yeux et de la peau.

Précautions: Evitez tout contact avec les yeux et la peau. Portez des gants pour manipuler ce produit.

Premiers soins:
Contact oculare: rincez immédiatement à grande eau. Consultez un médecin en cas d'irritation persistante.

Contact dermique: lavez la zone atteinte au savon et à l'eau. consultez un médecin en cas d'irritation persistante.

- Pour introduire une capsule dans le pistolet distributeur, ouvrir la poignée du pistolet distributeur aussi grand que possible. Tirer le piston vers la poignée ouverte.

- Choisir l'une des options suivantes.

Option A : Ôter le capuchon de la capsule. Placer l'extrémité de la capsule dans la fente du barillet (Figure 1). Loger la capsule dans le barillet en la poussant vers l'avant (à l'écart de la poignée) aussi loin que possible (Figure 2). Pousser le piston vers la capsule. Fermer la poignée jusqu'à ce que le piston touche la capsule.

Option B : Placer la capsule comprenant son capuchon à l'envers dans la fente du barillet. Pousser la capsule vers l'avant (à l'écart de la poignée) aussi loin que possible, puis tourner la capsule dans l'orientation correcte du pistolet distributeur. Pousser le piston vers la capsule. Fermer la poignée jusqu'à ce que le piston touche la capsule. Ôter le capuchon de la capsule.

- Appliquer le produit** sur la base de la bracket en appliquant une pression lente et uniforme. Reportez-vous à la Figure 3.

- Retirez la capsule vide.** Ouvrez la poignée du distrib uteur le plus largement possible. Tirez sur le piston pour l'éloigner de la capsule. Poussez la capsule vers le piston. Placez le distributeur à l'envers pour que la capsule tombe dans voter main. Reportez-vous à la Figure 4.

Désinfection: Veuillez vous reporter à la documentation 011-650, “Instructions de reconditionnement pour utilisation”.

DEUTSCH Gebrauchsanleitung
<div> <div><div>Bei 2°C - 27°C aufbewahren</div></div> <ul style="list-style-type: none">Lichtempfindlich </div>

Achtung: Bestimmte Personen reagieren allergisch auf Acrylatmonomer. Augen- und Hautirritation möglich.

Vorsichtsmaßnahmen: Augen- und Hautkontakt vermeiden. Bei der Handhabung des Materials Handschuhe tragen.

Erste Hilfe:

Augenkontakt: Sofort mit reichhaltig Wasser ausspülen. Bei fortgesetzter Irritation einen Arzt konsultieren.

Hautkontakt: Hautbereich sofort mit Seife und Wasser waschen. Bei fortgesetzter Irritation einen Arzt konsultieren.

- Um die Kapsel in den Spender einzubringen, den Griff des Spenders möglichst weit öffnen. Den Kolben zum geöffneten Griff ziehen.
- Eine der folgenden Optionen wählen.

Option A: Den Deckel von der Kapsel abnehmen. Die Spitze der Kapsel in den Schlitz im Lauf einführen (Abbildung 1). Die Kapsel in den Lauf einsetzen und möglichst weit (vom Griff weg) verschieben (Abbildung 2). Den Kolben zur Kapsel verschieben. Den Griff schließen, bis der Kolben die Kapsel berührt.

Option B: Die Kapsel umgekehrt mit aufgesetztem Deckel in den Schlitz im Lauf einführen. Die Kapsel möglichst weit (vom Griff weg) verschieben und anschließend in die richtige Ausrichtung in der Dosierpistole drehen. Den Kolben zur Kapsel verschieben. Den Griff schließen, bis der Kolben die Kapsel berührt. Den Deckel von der Kapsel abnehmen.

- Das Material auf die Bracket-Basis verteilen.** Dabei langsamen und gleichmäßigen Druck ausüben (siehe Abbildung 3).

- Die gebrauchte Kapsel entfernen.** Den Handgriff des Dispensers soweit wie möglich öffnen. Zylinder von der Kapsel wegziehen. Kapsel in Richtung Zylinder drücken. Dispenser umdrehen und herausfallende Kapsel mit der Hand auffangen (siehe Abbildung 4).

Angaben zur Desinfektion: Siehe Dokument 011-650, “Anweisungen zur Wiederaufbereitung”.

ITALIANO Istruzioni per l’uso
<div> <div><div>Conservare a temperature fra 2°C-27°C</div></div> <ul style="list-style-type: none">Fotosensibile </div>

Avvertenza: È stato riscontrato che i monomeri di resina acrilica provocano reazioni allergiche in alcuni individui sensibili. Tali sostanze possono causare irritazioni degli occhi e della cute.

Precauzioni: Evitare il contatto con gli occhi e la cute. Indossare i guanti per maneggiare questi materiali.

Pronto soccorso:

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente con acqua abbondante. Se l'irritazione persiste, consultare il medico.

Contatto con la cute: lavare con acqua e sapone l'area colpita. Se l'irritazione persiste, consultare il medico.

- Per inserire la capsula, aprire completamente l'impugnatura dell'erogatore. Tirare il pistone verso l'impugnatura aperta.

- Selezionare una delle seguenti opzioni.

Opzione A: Rimuovere il cappuccio dalla capsula. Inserire la punta della capsula nell'alloggiamento cilindrico (Figura 1). Sistemare la capsula nell'alloggiamento spingendola il più possibile in avanti, in direzione opposta all'impugnatura (Figura 2). Spingere il pistone verso la capsula. Chiudere l'impugnatura fino a porre in contatto il pistone con la capsula.

Opzione B: Collocare la capsula capovolta nella fessura del barilotto con il cappuccio inserito. Spingere la capsula in avanti (lontano dall'impugnatura) fino a quando è possibile, quindi ruotare la capsula nell'orientamento corretto nella pistola di erogazione. Spingere il pistone verso la capsula. Chiudere l'impugnatura fino a porre in contatto il pistone con la capsula. Rimuovere il cappuccio dalla capsula.

- Applicare l'adesivo** sulla base dell'attacco, esercitando una pressione lenta e costante. Vedi Figura 3.

- Rimuovere la capsula usata.** Aprire il più possibile l'impugnatura del dispenser. Allontanare lo stantuffo della capsula. Spingere la capsula verso lo stantuffo. Capovolgere il dispenser per far fuoriuscire la capsula. Vedi Figura 4.

Consigli per la sterilizzazione: Fare riferimento allo stampato 011-650, “Ritattamento - Istruzioni per l'uso”.

ESPAÑOL Instrucciones de uso
<div> <div><div>Almacenar entre 2°C-27°C / 35°F-80°F</div></div> <ul style="list-style-type: none">Sensible a la luz </div>

Advertencia: Se sabe que los monómeros de acrilato producen reacciones alérgicas en ciertos individuos sensibles. Pueden causar irritación de los ojos y la piel.

Precauciones: Evite el contacto con los ojos y la piel. Use guantes cuando maneje este material.

Primeros auxilios:

Contacto con los ojos: Lave inmediatamente con suficiente agua. Consulte a un médico si la irritación persiste.

Contacto con la piel: Lave el área afectada con jabón y agua. Consulte a un médico si la irritación persiste.

- Para introducir la cápsula en el dispensador, abra el mango del dispensador hasta la máxima anchura posible. Tire del émbolo hacia el mango abierto.

- Seleccione una de las siguientes opciones.

Opción A: Retire la tapa de la cápsula. Coloque la punta de la cápsula en la ranura del cilindro (Figura 1). Sitúe la cápsula en el cilindro empujándola hacia delante (hacia el lado contrario del mango) lo máximo posible (Figura 2). Empuje el émbolo hacia la cápsula. Cierre el mango hasta que el émbolo entre en contacto con la cápsula.

Opción B: Coloque la cápsula boca abajo en la ranura del cilindro con el tapón puesto. Presione la cápsula hacia delante (alejándola del mango) lo máximo posible y, después, gire la cápsula a la orientación adecuada en la pistola dispensadora. Empuje el émbolo hacia la cápsula. Cierre el mango hasta que el émbolo entre en contacto con la cápsula. Retire la tapa de la cápsula.

- Aplique el material** en la base del bracket con una presión lenta y constante. Vea la Figura 3.

- Quite la cápsula usada.** Abra el mango del aplicador tanto como sea posible. Tire del émbolo en sentido contrario a la cápsula. Empuje la cápsula hacia el émbolo. Invierta el aplicador para que la cápsula caiga en su mano. Vea la Figura 4.

Información sobre la desinfección: Consulte la publicación 011-650: “Instrucciones de uso para reprocesamiento”.

NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing
<div> <div><div>Bewaren tussen 2°C-27°C</div></div> <ul style="list-style-type: none">Lichtgevoelig </div>

Waarschuwing: Het is bekend dat acrylaatmonomeren allergische reacties veroorzaken bij bepaalde gevoelige personen. Kan irritatie van ogen en huid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen: Vermijd aanraking met ogen en huid. Draag handschoenen tijdens het hanteren van dit materiaal.

Eerste hulp:
Aanraking met de ogen: Spoel onmiddellijk met overvloedig water uit. Raadpleeg een arts indien de irritatie aanhoudt.

Aanraking met de huid: Was het betrokken gebied met zeep en water. Raadpleeg een arts indien de irritatie aanhoudt.

- Om de capsule in de dispenser te steken, opent u het handvat van de dispenser zo wijd mogelijk. Trek de plunjer in de richting van het geopende handvat.

- Kies uit een van de volgende opties.

Optie A: Haal de dop van de capsule. Plaats de tip van de capsule in de opening van het reservoir (Afbeelding 1) Plaats de capsule in het reservoir door de capsule zo ver mogelijk naar voren (weg van het handvat) te duwen (Afbeelding 2). Duw de plunjer in de richting van de capsule. Sluit het handvat tot de plunjer contact maakt met de capsule.

Optie B: Plaats de capsule ondersteboven in de opening van het reservoir met de cap erop. Duw de capsule zo ver mogelijk naar voren (weg van het handvat), draai de capsule daarna in de juiste richting in het doseerpistool. Duw de plunjer in de richting van de capsule. Sluit het handvat tot de plunjer contact maakt met de capsule. Haal de dop van de capsule.

- Breng het materiaal** aan op de achterkant van de bracket door langzaam gelijkmatige druk uit te oefenen. Zie afbeelding 3.

- Verwijder de opgebruikte capsule.** Open het handvat van het pistool zo ver mogelijk. Trek de plunger weg van de capsule. Duw de capsule in de richting van de plunger. Draai het pistool ondersteboven om de capsule in uw hand te laten vallen. Zie afbeelding 4.

Informatie in verband met ontsmetting: Zie onderdeelnummer 011-650, “Instructies voor het opnieuw voor gebruik gereedmaken”.

SVENSKA Bruksanvisning
<div> <div><div>Förvaring vid 2°C - 27°C</div></div> <ul style="list-style-type: none">Ljuskänslig </div>

Varning: Det är känt att akrylatmonomerer kan orsaka allergiska hudreaktioner hos vissa överkänsliga personer. Kan även orsaka ögon- och hudirritation.

Försiktighetsåtgärder: Undvik kontakt med ögon och hud. Använd skyddshandskar vid hantering av detta material.

Första hjälp vid: Ögonkontakt: Spola ögat omedelbart med rikligt med vatten. Uppsök läkare om irritationen kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta det utsatta området med tvål och vatten. Uppsök läkare om irritationen kvarstår.

- Placera kapseln i pistolen genom att öppna pistolhandtaget så mycket som det går. Dra kolven mot det öppna handtaget.

- Välj ett av följande alternativ.

Alternativ A: Ta bort hatten från kapseln. Placera kapselspetsen i cylinderspringan (Figur 1). För in kapseln i cylindern genom att trycka kapseln framåt (bort från handtaget) så långt det går (Figur 2). Tryck kolven mot kapseln. Tryck ihop handtaget tills kolven får kontakt med kapseln.

Alternativ B: Placera kapseln upp och ned i cylinderspringan med hatten på. Skjut kapseln framåt (bort från handtaget) så långt det går, vrid sedan kapseln till korrekt orientering i pistolen. Tryck kolven mot kapseln. Tryck ihop handtaget tills kolven får kontakt med kapseln. Ta bort hatten från kapseln.

- Pressa ut bondningsmaterial** på bracketbasen, tryck sakta och stadigt. Se figur 3.

- Ta bort den använda kapseln.** Öppna pistolhandtaget maximalt. Dra bort kolven från kapseln. Skjut kapseln mot kolven. Vänd pistolen upp och ner så att kapseln faller ut i handen. Se figur 4.

Desinficeringsinformation: Läs broschyren 011-650, “Bruksanvisning vid ombearbetning”.

SUOMI Käyttöohjeet

Säilytyslämpötila 2°C-27°C (35°F-80°F)

Valonherkkä

Varoitus: Akrylaattimonomeerit aiheuttavat allergisia reaktioita herkistyneissä henkilöissä. Ne voivat aiheuttaa silmien ja ihon ärsytystä.

Varotoimet: Vältä kosketusta silmien ja ihon kanssa. Käytä käsineitä käsitellessäsi tätä materiaalia.

Ensiapu:
Mikäli ainetta joutuu silmään on välittömästi huuhdeltava runsaalla vedellä. Ärsytyksen jatkuessa on otettava yhteys lääkäriin.

Mikäli ainetta joutuu iholle on ko. alue pestävä vedellä ja saippualla. Ärsytyksen jatkuessa on otettava yhteys lääkäriin.

- Aseta kapseli annostelijaan avaamalla annostelijan kahva kokonaan auki. Vedä mäntää kohti avattua kahvaa.

- Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista.

Vaihtoehto A: Poista kapselin korkki. Aseta kapselin kärki sylinterin aukkoon (Kuva 1). Aseta kapseli sylinteriin painamalla kapselia eteenpäin (poispäin kahvasta) niin pitkälle kuin mahdollista (Kuva 2). Työnnä mäntää kapselia kohti. Paina kahvaa, kunnes mäntä koskee kapseliin.

Vaihtoehto B: Aseta kapseli ylösalaisin putken aukkoon, kun sen korkki on päällä. Työnnä kapselia eteenpäin (kahvasta poispäin) niin pitkälle kuin mahdollista, ja käännä kapseli oikeaan suuntaan annostelupistoolissa. Työnnä mäntää kapselia kohti. Paina kahvaa, kunnes mäntä koskee kapseliin. Poista kapseliin korkki.

- Annostele kiinnitysmateriaalia** braketin pohjaan hitaasti ja tasaisesti painamalla. Ks. Kuva 3.

- Irrota käytetty kapseli** annosteluruiskusta avaamalla kahva niin pitkälle kuin mahdollista. Vedä mäntää poispäin kapselistä. Työnnä kapselia mäntää kohti. Käännä ruisku ylösalaisin, jolloin kapseli putoaa käteesi. Ks. Kuva 4.

Sterilointi: Lue julkaisu 011-650, “Uudelleenkäsitteilyohjeet”.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες Χρήσης

 Αποθήκευση μεταξύ 2°C-27°C/35°F-80°F

Ευαίσθητο στο φως

Προειδοποίηση: Είναι γνωστό ότι τα ακρυλικά μονομερή δημιουργούν αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισμένα ευαίσθητα άτομα. Πιθανόν να δημιουργήσουν ερεθισμό στα μάτια και το δέρμα.

Προφυλάξεις: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνατε το σημείο επαφής με σαπούνι και νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευθείτε γιατρό.

- Για να εισάγετε την κάψουλα στον διανομέα, ανοίξτε τη λαβή του διανομέα όσο πιο πολύ γίνεται. Τραβήξτε το έμβολο προς την ανοιγμένη λαβή.

- Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές.

Επιλογή Α: Αφαιρέστε το καπάκι από την κάψουλα. Τοποθετήστε το άκρο της κάψουλας μέσα στη σχισμή του κυλίνδρου (Εικόνα 1). Τοποθετήστε την κάψουλα μέσα στον κύλινδρο ωθώντας την κάψουλα προς τα εμπρός (μακριά από τη λαβή) όσο το δυνατόν πιο μακριά (Εικόνα 2). Ωθήστε το έμβολο προς την κάψουλα. Κλείστε τη λαβή μέχρι το έμβολο να έρθει σε επαφή με την κάψουλα.

Επιλογή Β: Τοποθετήστε την κάψουλα ανάποδα μέσα στη σχισμή του κυλίνδρου χωρίς να έχετε αφαιρέσει το καπάκι. Ωθήστε την κάψουλα προς τα εμπρός (μακριά από τη λαβή) όσο το δυνατόν πιο μακριά και στη συνέχεια περιστρέψτε την κάψουλα προς τη σωστή φορά μέσα στο πιστολάκι του διανομέα. Ωθήστε το έμβολο προς την κάψουλα. Κλείστε τη λαβή μέχρι το έμβολο να έρθει σε επαφή με την κάψουλα. Αφαιρέστε το καπάκι από την κάψουλα.

- Βάλτε το υλικό** επάνω στην βάση των ακκίστρων χρησιμοποιώντας αργή, σταθερή πίεση. Δείτε το Σχήμα 3.

- Αφαιρέστε την χρησιμοποιημένη κάψουλα.** Ανοίξτε το χερούλι του dispenser όσο πιο πολύ μπορείτε. Τραβήξτε το έμβολο μακριά από την κάψουλα. Σπρώξτε την κάψουλα προς το έμβολο. Αναποδογυρίστε το dispenser για να πέσει η κάψουλα μέσα στο χέρι. Δείτε το Σχήμα 4.

Πληροφορίες σχετικά με την Απολύμανση: Παρακαλούμε ανατρέξτε στο έντυπο 011-650, “Οδηγίες επανεπεξεργασίας”.

PORTUGUÉS Instruções de utilização

 Armazenagem entre 2° C - 27° C/35° F - 80° F

Sensível à luz

Advertência: Sabe-se que os monómeros de acrilato podem produzir reacções alérgicas em indivíduos sensíveis a essas substâncias, podendo causar irritações oculares e cutâneas.

Precauções: Evite todo o contacto com os olhos e pele. Use luvas ao trabalhar com este material.

Primeiros socorros:
Contacto ocular: Lavar imediatamente com bastante água e consulte um médico se a irritação persistir.

Contacto cutâneo: Lave a área afectada com água e sabão e consulte um médico se a irritação persistir.

- Para inserir a cápsula no dispensador, abra o punho do dispensador o mais possível. Puxe o êmbolo em direção ao punho já aberto.

- Selecione uma das seguintes opções.

Opção A: Retire a tampa da cápsula. Coloque a extremidade da cápsula na ranhura da pistola (Figura 3). Encaixe a cápsula na pistola, empurrando o mais possível a cápsula para a frente (afastando do punho) (Figura 4). Empurre o êmbolo no sentido da cápsula. Feche o punho até que o êmbolo fique em contacto com a cápsula.

Opção B: Coloque a cápsula na ranhura da pistola, virada ao contrário, com a tampa colocada. Empurre o mais possível a cápsula para a frente (afastando do punho) e, em seguida, rode a cápsula com a orientação correta na pistola dispensadora. Empurre o êmbolo no sentido da cápsula. Feche o punho até que o êmbolo fique em contacto com a cápsula. Retire a tampa da cápsula.

- Aplique o material** na base do bracket, exercendo força lenta e firmemente. Veja a Figura 3.

- Retire a cápsula vazia.** Abra o cabo do dispositivo tanto quanto possível. Puxe o êmbolo na direcção oposta à cápsula. Empurre a cápsula na direcção do êmbolo. Vire o aparelho de cabeça para baixo de forma que a cápsula caia na mão. Veja a Figura 4.

Informação Sobre a Desinfecção: Consulte a literatura 011-650 “Reprocessamento das Instruções de Uso”.

DANSK Brugsanvisning

 Opbevaring ved 2°C - 27°C

Lysfølsom

Advarsel: Acrylmonomerer kan, ved kontakt med stoffet, forårsage allergiske hudreaktioner hos visse overfølsomme mennesker, og irritere øjne og hud.

Sikkerhedsforanstaltninger: Undgå kontakt med øjne og hud. Brug handsker under håndtering af dette materiale.

Førstehjælp:
Hvis materialet kommer i øjnene: Skyl straks grundigt med vand. Læge kontaktes ved vedvarende irritation.

Hvis materialet kommer på huden: Vask huden med vand og sæbe. Læge kontaktes ved vedvarende irritation.

- Åbn dispenserhåndtaget så meget som muligt for at indsætte kapslen i dispensereren. Hiv stemplet hen mod det åbne håndtag.

- Vælg en af følgende muligheder.

Mulighed A: Kapslens hætte fjernes. Placer kapslens spids ind i cylinderens åbning (Figur 1). Placer kapslen i cylinderen ved at skubbe kapslen fremad (væk fra håndtaget), så langt som muligt (Figur 2). Skub stemplet hen mod kapslen. Luk håndtagets greb, indtil stemplet har kontakt med kapslen.

Mulighed B: Placer kapslen omvendt i cylinderens åbning, med hættten på. Skub kapslen fremad (væk fra håndtaget), så langt som muligt, og roter derefter kapslen til den rette orientering i doseringspistolen. Skub stemplet hen mod kapslen. Luk håndtagets greb, indtil stemplet har kontakt med kapslen. Kapslens hætte fjernes.

- Adhesive-pasta presses ud** på bracketbasis med et roligt og fast tryk. Se figur 3.

- Den brugte kapsel tages ud af dispensereren.** Dispenserens håndtag åbnes mest muligt. Så stemplet trækkes tilbage væk fra kapslen. Skub nu kapslen hen imod stemplet. Vend dispensereren så kapslen falder ud i hånden. Se figur 4.

Desinfektion: Der henvises til litteraturen 011-650 “Videreforarbejdningsinstruktioner ved brug”.

ENGLISH Instructions For Use

Storage between 2°C-27°C/35°F-80°F

Light Sensitive

Warning: Acrylate monomers are known to produce allergic reactions in certain sensitive individuals. May cause eye and skin irritation.

Precautions: Avoid eye and skin contact. Wear gloves when handling this material.

First Aid:
Eye contact: Immediately flush with plenty of water. See a physician if irritation persists.
Skin contact: Wash affected area with soap and water. See a physician if irritation persists.

- To insert capsule into dispenser, open dispenser handle as wide as possible. Pull plunger toward opened handle.

- Select one of the following options.

Option A: Remove the cap from the capsule. Place capsule tip into the barrel slot (Figure 1). Seat the capsule in the barrel by pushing the capsule forward (away from the handle) as far as possible (Figure 2). Push plunger toward capsule. Close handle grip until plunger contacts capsule.

Option B: Place the capsule upside down into the barrel slot with the cap on. Push the capsule forward (away from the handle) as far as possible, then rotate the capsule to the correct orientation in the dispensing gun. Push plunger toward capsule. Close handle grip until plunger contacts capsule. Remove the cap from the capsule.

- Dispense the material** onto the bracket base using a slow, steady pressure. See Figure 3.

- Remove the used capsule.** Open the dispenser handle as wide as possible. Pull plunger away from capsule. Push the capsule toward the plunger. Turn dispenser upside down to drop capsule into hand. See Figure 4.

Disinfection Information: Please refer to literature 011-650, “Reprocessing Instructions for Use”.

<div> <div></div> <div>3M Unitek</div> </div> <div> <div> <div></div> <div>Instructions For Use</div> </div> <div> <div></div> <div>Mode d'emploi</div> </div> <div> <div></div> <div>Gebrauchsanleitung</div> </div> <div> <div></div> <div>Istruzioni per l'uso</div> </div> <div> <div></div> <div>Instrucciones de uso</div> </div> <div> <div></div> <div>Gebruiksaanwijzing</div> </div> </div>	<div> <div></div> <div>Brugsanvisning</div> </div> <div> <div></div> <div>Käyttöohjeet</div> </div> <div> <div></div> <div>Οδηγίες Χρήσης</div> </div> <div> <div></div> <div>Instruções de utilização</div> </div> <div> <div></div> <div>Brugsanvisning</div> </div>
--	--

<div> <div></div> <div>3M</div> </div> <div> <div> <div></div> <div>3M Unitek</div> </div> <div> <div></div> <div>Orthodontic Products</div> </div> <div> <div></div> <div>2724 South Peck Road</div> </div> <div> <div></div> <div>Monrovia, CA 91016 USA</div> </div> </div>	<div> <div></div> <div>CE</div> </div> <div> <div></div> <div>REP</div> </div> <div> <div></div> <div>0086</div> </div> <div> <div></div> <div>3M Deutschland GmbH</div> </div> <div> <div></div> <div>Orthodontic Products</div> </div> <div> <div></div> <div>Carl-Schurz-Str. 1</div> </div> <div> <div></div> <div>D-41453 Neuss, Germany</div> </div> <div> <div></div> <div>+49(0)8191/ 9474-0</div> </div>
---	--

