

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

Produktform : Blanding
Produkt navn : Porcelæns-conditioner

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**1.2.1. Relevante identificerede anvendelser**

Anvendelse af stoffet/blandingen : Kun pr. ordination

1.2.2. Anvendelser, der frarådes

Der foreligger ingen andre oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Producent**

Reliance Orthodontic Products, Inc. 1540 West Thorndale Ave.
Itasca, IL 60143 USA
630-773-4009 indenfor normal arbejdstid
www.relianceorthodontics.com

EU-repræsentant:

Emergo Europe, Prinsessgracht 20
2514 AP Haag, Holland

Australisk sponsor: Emergo Australia, 201 Sussex St.

Darling Park, Tower II, niveau 20
Sydney, NSW 2000 Australien

1.4. Nødtelefonnummer

Akutnummer : CHEMTREC - 24-timers nødtelefon Hazmat Emergency Communications Center
I USA: 1-800-424-9300 Uden for USA: 1-703-527-3887, opkald på modtagerens regning accepteres

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Brandfarlige væsker, kategori 2 H225
Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 H319
Hudsensibilisering, kategori 1 H317
Specifik organotoksicitet - Enkel eksponering, kategori 3, irritation af luftvejene H335
Fuldtekst af H-sætninger, se punkt 16

Fysisk-kemiske helbreds- og miljørisici

Meget brandfarlig væske og dampe. Kan forårsage luftvejsirritation. Kan forårsage en allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.2. Mærkningselementer**Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ekstra mærkning til visning Ekstra klassificering(er), der skal vises**

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS02



GHS07

Signalord (CLP) : Advarsel
Farlige ingredienser : 3-(Trimethoxysilyl) propyl-2-methyl-2-propenoinsyre
Faresætninger (CLP) : H225 - Meget brandfarlig væske og dampe
H317 - Kan forårsage en allergisk hudreaktion
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene
Sikkerhedssætninger (CLP) : P210 - Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P233 - Hold beholderen tæt lukket
P240 - Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
P241 - Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilationsudstyr.
P261 - Undgå indånding af dampe

Porcelæns-conditioner

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

P264 - Vask hænder grundigt efter brug
P271 - Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område
P272 - Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen
P280 - Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsesdragt / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse
P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe
P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen ud i frisk luft og let vejtrækning
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
P312 - Ring til en læge eller GIFTINFORMATION, hvis du føler dig utilpas.
P321 - Særlig behandling (se førstehjælpsforanstaltninger på denne etiket)
P333 + P313 - Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp
P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp
P362 + P364 - Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genbrug
P370 + P378 - I tilfælde af brand: Brug kuldioxid (CO₂), tørt sand, tørt slukningspulver, slukningspulver til slukning
P403 + P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket
P403 + P235 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold afkølet
P405 - Opbevares aflåst
P501 - Bortskaffelse af indhold og beholder til et indsamlingssted for farligt eller specielt affald, en godkendt entreprenør eller bortskaffelsessted for farligt affald bortset fra tomme, rene containere, som kan bortskaffes som ikke-farligt affald, farligt eller specielt opsamlingssted, i overensstemmelse med lokal, regional, national og / eller international regulering.

2.3. Andre farer

Der foreligger ingen andre oplysninger

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke relevant

3.2. Blandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Ætanol / denatureret 190 PROOF	(CAS-nr.) 64-17-5	30 - 50	Flam. Liq. 2, H225 Øjenirr. 2, H319
3- (Trimethoxysilyl) propyl-2-methyl-2-propenoinsyre	(CAS-nr.) 2530-85-0 (EC-No.) 219-785-8	1 - 5	Skin Sens. 1B, H317
Eddikesyre stof med en EF-arbejdsgrænse for eksponering	(CAS-nr.) 64-19-7 (EC-No.) 200-580-7 (EF-indeksnr.) 607-002-00-6	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Hudkorr. 1A, H314

Specifikke koncentrationsgrænser:		
Navn	Produktidentifikator	Specifikke koncentrationsgrænser
Eddikesyre	(CAS-nr.) 64-19-7 (EC-No.) 200-580-7 (EF-indeksnr.) 607-002-00-6	(10 = <C <25) Øjenirrit. 2, H319 (10 = <C <25) Hudirrit. 2, H315 (25 = <C <90) Hudkorr. 1B, H314 (C> = 90) Hudkorr.. 1A, H314

Fuldtekst af H-sætninger. se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Førstehjælpsforanstaltninger generelt : Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.
- Førstehjælpsforanstaltninger ved indånding : Bring personen ud i frisk luft og let vejtrækning. Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.
- Førstehjælpsforanstaltninger efter hudkontakt : Vask med vand og sæbe. Skyl huden med vand/bruser. Aftag/fjern straks alt forurenede tøj. Hvis hudirritation eller udslæt forekommer: Søg lægehjælp.
- Førstehjælpsforanstaltninger efter øjenkontakt : Skyl straks med rigeligt vand i 15 minutter. Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Hvis øjenirritation vedvarer: Søg lægehjælp.
- Førstehjælpsforanstaltninger efter indtagelse : Giv mælk at drikke. Drik masser af vand. Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer/følger af indånding : Kan forårsage luftvejsirritation.
- Symptomer/følger af hudkontakt : Kan forårsage en allergisk hudreaktion.
- Symptomer/følger af øjenkontakt : Øjenirritation.

4.3. Angivelse af, hvorvidt øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

Porcelæns-conditioner

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Tørt kemisk pulver. Kuldioxid. Vandspray. Tørt pulver. Skum. Kuldioxid.

5.2. Særlige farer forbundet med stoffet eller blandingen

Brandfare : Brændbar. Meget brandfarlig væske og dampe.

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Giftige dampe kan frigives.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelse under brandbekæmpelse : Forsøg ikke at gribe ind uden egnet beskyttelsesudstyr. Luftforsynende åndedrætsværn. Fuld beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

6.1.1. For ikke-akutpersonale

Nødprocedurer : Ventiler spildområdet. Ingen åben ild, ingen gnister og ingen rygning. Undgå indånding af tåge, dampe. Undgå kontakt med hud og øjne.

6.1.2. For akuthjælpere

Beskyttelsesudstyr : Forsøg ikke at gribe ind uden egnet beskyttelsesudstyr. For yderligere information se punkt 8: "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler".

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udslip til miljøet.

6.3. Metoder og materiale til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning : Tør væskeudslip op i absorberende materiale. Underret myndighederne, hvis produktet kommer i kloak eller offentlige farvande.

Andre oplysninger : Bortskaf materialer eller faste rester til et autoriseret sted.

6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere information henvises til punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Jord/bond container og modtagerudstyr. Brug kun gnistfri værktøjer. Tag forholdsregler mod statisk udladning. Der kan samle sig brandfarlige dampe i beholderen. Brug eksplosionssikkert udstyr. Bær personligt beskyttelsesudstyr. Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område. Undgå indånding af tåge, dampe. Undgå kontakt med hud og øjne.

Håndteringstemperatur : 20 - 25 ° C

Hygiejniske foranstaltninger : Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen Vask forurenede tøj før genbrug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed.

Tekniske foranstaltninger : Jord/bond container og modtagerudstyr.

Opbevaringsbetingelser : Opbevares på et tørt sted. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold afkølet Hold beholderen tæt lukket. Opbevares aflåst.

Opbevaringstemperatur : 20 - 25 ° C

Opbevaringsområde : Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares på et tørt område. Opbevares på et køligt område.

7.3. Særlige anvendelser

Der foreligger ingen andre oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Eddikesyre (64-19-7)		
EU	IOELV TWA (mg / m³)	25 mg/m³ (Eddikesyre; EU; tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer; Vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering)
EU	IOELV TWA (ppm)	10 ppm (Eddikesyre; EU; Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer; Vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering)
Belgien	Grænseværdi (mg/m³)	25 mg/m³ (Acide acétique; Belgien; Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer)

Porcelæns-conditioner

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

Eddikesyre (64-19-7)		
Belgien	Grænseværdi (ppm)	10 ppm (Acide acétique; Belgien; Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer)
Belgien	Kort tidsværdi (mg/m³)	38 mg/m³ (Acide acétique; Belgien; kort tidsværdi)
Belgien	Kort tidsværdi (ppm)	15 ppm (Acide acétique; Belgien; kort tidsværdi)
Frankrig	VLE (mg/m³)	25 mg/m³ (Acide acétique; Frankrig; Kort tidsværdi; VL: Valeur non réglementaire vejledende)
Frankrig	VLE (ppm)	10 ppm (Acide acétique; Frankrig; Kort tidsværdi; VL: Valeur non réglementaire vejledende)
Holland	Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)	25 mg/m³ (Azijnzuur; Holland; tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer; Offentlig erhvervsmæssig eksponeringsgrænseværdi)
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	10 ppm (Eddikesyre; USA; Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer; TLV - vedtaget værdi)
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	15 ppm (Eddikesyre; USA; Kort tidsværdi; TLV - vedtaget værdi)

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for god rumventilation.

Handsker:

Beskyttelseshandsker

Øjenværn:

Beskyttelsesbriller

Hud- og kropsværn:

Bær passende beskyttelsesbeklædning

Åndedrætsværn:

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation skal du bruge egnet åndedrætsværn

Kontrol af miljøeksponering:

Undgå udslip til miljøet.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om fysiske og kemiske grundlæggende egenskaber

Konsistens	: Væske
Udseende	: Klar, farveløs væske.
Farve	: Ingen tilgængelige data
Lugt	: Alkohollugt.
Lugtgrænse	: Ingen tilgængelige data
pH	: Ingen tilgængelige data
Relativ fordampningshastighed (butylacetat = 1)	: Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt	: Ikke relevant
Frysepunkt	: Ingen tilgængelige data
Kogepunkt	: > 56 ° C
Antændelsepunkt	: -18 °C
Selvantændelsestemperatur	: Ingen tilgængelige data
Nedbrydningstemperatur	: Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, gas)	: Ikke relevant
Damptryk	: Ingen tilgængelige data
Relativ damptæthed ved 20 ° C	: Ingen tilgængelige data
Relativ tæthed	: < 1
Opløselighed	: Blandbart med vand.
Log Pow	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, dynamisk	: Ingen tilgængelige data
Eksplorative egenskaber	: Ingen tilgængelige data

Porcelæns-conditioner

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

Oxiderende egenskaber : Ingen tilgængelige data

Eksplorative grænser : Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger

Der foreligger ingen andre oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Meget brandfarlig væske og dampe.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale betingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlige reaktioner under normale brugsbetingelser.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå kontakt med varme overflader. Varme. Ingen flammer, ingen gnister. Fjern alle antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Der foreligger ingen andre oplysninger

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og brugsbetingelser burde der ikke produceres farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret

Akut toksicitet (dermal) : Ikke klassificeret

Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret

3- (Trimethoxysilyl) propyl-2-methyl-2-propenoinsyre (2530-85-0)

LD50 oral, rotte > 2000 mg/kg kropsvægt (Rotte; litteraturundersøgelse)

LD50 dermal, rotte > 2000 mg/kg kropsvægt (Rotte; litteraturundersøgelse)

Eddikesyre (64-19-7)

LD50 oral, rotte 3310 mg/kg kropsvægt (rotte; andet; read-across)

Ætanol / denatureret 190 PROOF (64-17-5)

LD50 oral, rotte 7060 mg/kg

LD50 dermal, rotte N/A

LD50 dermal, kanin N/A

LC50 indånding, rotte (ppm) 20000 ppm

LC50 indånding,rotte (støv / tåge - mg / l/4 h) N/A mg / l/4 h

Hudkorrosion/irritation : Ikke klassificeret

Alvorlig øjenskade/irritation : Forårsager alvorlig øjenirritation.

Åndedræts- eller hudsensibilisering : Kan forårsage en allergisk hudreaktion.

Mutagenicitet af kimceller : Ikke klassificeret

Kræftfremkaldende : Ikke klassificeret

Forplantningstoksicitet : Ikke klassificeret

STOT-enkelt eksponering : Kan forårsage luftvejsirritation.

Ætanol / denatureret 190 PROOF (64-17-5)

LOAEL (oral, rotte) N/A mg/kg kropsvægt

LOAEL (dermal, rotte / kanin) N/A mg/kg kropsvægt

LOAEC (indånding, rotte, gas) N/A ppmv/4h

LOAEC (indånding, rotte, dampe) N/A mg / l/4 h

LOAEC (indånding, rotte, støv / tåge / røg) N/A mg / l/4 h

STOT-gentagen eksponering : Ikke klassificeret

Ætanol / denatureret 190 PROOF (64-17-5)

LOAEL (oral, rotte, 90 dage) N/A mg/kg kropsvægt / dag

LOAEL (dermal, rotte / kanin, 90 dage) N/A mg/kg kropsvægt / dag

LOAEC (indånding, rotte, gas, 90 dage) N/A ppmv / 6 t / dag

Porcelæns-conditioner

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

Ætanol / denatureret 190 PROOF (64-17-5)	
LOAEC (indånding, rotte, dampe, 90 dage)	N/A mg / l / 6 h / dag
LOAEC (indånding, rotte, støv / tåge / røg, 90 dage)	N/A mg / l / 6 h / dag

Aspirationsfare : Ikke klassificeret

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Miljø - generelt : Produktet betragtes ikke som skadeligt for organismer, der lever i vand, og det kan heller ikke forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

Akut toksicitet i vandet : Ikke klassificeret

Kronisk akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret

3- (Trimethoxysilyl) propyl-2-methyl-2-propenoinsyre (2530-85-0)	
LC50 fisk 1	175 mg/l (LC50; 96 h)
LC50 fisk 2	> 100 mg/l (LC50; EU-metode C.1; 96 h; Brachydanio rerio; Semistatisk system; ferskvand; eksperimentel værdi)
EC50 Daphnia 1	> 100 mg/l (EC50; EU-metode C.2; 48 timer; Daphnia magna; Statisk system; ferskvand; eksperimentel værdi)
EC50 Daphnia 2	> = 100 mg/l (NOEC; EU-metode C.2; 48 timer; Daphnia magna; Statisk system; ferskvand; eksperimentel værdi)
Tærskelgrænse alger 1	> 100 mg/l (EC50; EU-metode C.3; 72 timer; Scenedesmus subspicatus; Statisk system; ferskvand; eksperimentel værdi)
Tærskelgrænse alger 2	> 100 mg/l (EC50; EU-metode C.3; 72 timer; Scenedesmus subspicatus; Statisk system; ferskvand; eksperimentel værdi)

Ætanol / denatureret 190 PROOF (64-17-5)	
LC50 fisk 1	14000 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

3- (Trimethoxysilyl) propyl-2-methyl-2-propenoinsyre (2530-85-0)	
Persistens og nedbrydelighed	Let bionedbrydeligt i vand.

Eddikesyre (64-19-7)	
Persistens og nedbrydelighed	Let bionedbrydeligt i vand. Bionedbrydeligt i jorden. Meget mobil i jord.
Biokemisk iltbehov (BOD)	0,6 - 0,74 g O ₂ /g stof
Kemisk iltbehov (COD)	1,03 g O ₂ /g stof
ThOD	1,07 g O ₂ /g stof

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

3- (Trimethoxysilyl) propyl-2-methyl-2-propenoinsyre (2530-85-0)	
Log Pow	0,75 (beregnet)
Bioakkumuleringspotentiale	Ringe mulighed for bioakkumulering (Log Kow <4).

Eddikesyre (64-19-7)	
BCF fisk 1	3,16 (BCF; Fiskene)
Log Pow	-0,17 (eksperimentel værdi; 25 ° C)
Bioakkumuleringspotentiale	Ringe mulighed for bioakkumulering (Log Kow <4).

12.4. Mobilitet i jord

Eddikesyre (64-19-7)	
Overfladespænding	0,028 N / m (20 ° C)
Log Koc	log Koc, 0,06; QSAR
Økologi - jord	Kan være skadelig for plantevækst, blomstring og frugtdannelse.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Der foreligger ingen andre oplysninger

12.6. Andre bivirkninger

Der foreligger ingen andre oplysninger

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling : Bortskaf indhold/beholder i overensstemmelse med autoriseret opsamlers sorteringsinstruktioner.

Yderligere Information : Der kan samle sig brandfarlige dampe i beholderen.

Porcelæns-conditioner

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer

UN-nr. (ADR)	: Ikke reguleret
UN-nr. (IMDG)	: Ikke reguleret
UN-nr. (IATA)	: Ikke reguleret
UN-nr. (ADN)	: Ikke reguleret
UN-nr. (RID)	: Ikke reguleret

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

Korrekt forsendelsesnavn (ADR)	: Ikke reguleret
Korrekt forsendelsesnavn (IMDG)	: Ikke reguleret
Korrekt forsendelsesnavn (IATA)	: Ikke reguleret
Korrekt forsendelsesnavn (ADN)	: Ikke reguleret
Korrekt forsendelsesnavn (RID)	: Ikke reguleret

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR

Transportfareklasse(r) (ADR)	: Ikke reguleret
------------------------------	------------------

IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG)	: Ikke reguleret
-------------------------------	------------------

IATA

Transportfareklasse(r) (IATA)	: Ikke reguleret
-------------------------------	------------------

ADN

Transportfareklasse(r) (ADN)	: Ikke reguleret
------------------------------	------------------

RID

Transportfareklasse(r) (RID)	: Ikke reguleret
------------------------------	------------------

14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR)	: Ikke reguleret
Emballagegruppe (IMDG)	: Ikke reguleret
Emballagegruppe (IATA)	: Ikke reguleret
Emballagegruppe (ADN)	: Ikke reguleret
Emballagegruppe (RID)	: Ikke reguleret

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig	: Ingen
Marineforurenende stoffer	: Ingen
Andre oplysninger	: Der findes ingen supplerende oplysninger

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

- Landtransport

Ikke reguleret

- Transport til søs

Ikke reguleret

- Lufttransport

Ikke reguleret

- Transport ad indre vandveje

Ikke reguleret

- Jernbanetransport

Ikke reguleret

14.7. Transport i bulk ifølge bilag II til Marpol og IBC-koden

Ikke relevant

Porcelæns-conditioner

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-forordninger

Indeholder ingen REACH-stoffer med bilag XVII-begrænsninger

Indeholder intet stof på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen REACH-bilag XIV-stoffer

15.1.2. Nationale regler

Tyskland

VwVwS bilagsreference : Vandfareklasse (WGK) 3, alvorlig fare for vand (klassificering i henhold til VwVwS, bilag 4)

12. forordning til gennemførelse af den føderale lov om immissionskontrol - 12.BImSchV : Er ikke omfattet af 12. BImSchV (Forordning om farlig hændelse)

Holland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ætanol / Denatureret 190 PROOF er angivet

SZW-liste med mutagene stoffer : Ingen af komponenterne er angivet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Ætanol / Denatureret 190 PROOF er angivet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Ætanol / Denatureret 190 PROOF er angivet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Ætanol / Denatureret 190 PROOF er angivet

Danmark

Klassificeringsanmærkninger : Retningslinjer for nødsituation til opbevaring af brandfarlige væsker skal følges

Anbefalinger Dansk regulering : Unge under 18 år har ikke tilladelse til at bruge produktet

15.2. Kemisk sikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuldttekst af H- og EUH-sætninger:

Øjenirr. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarlige væsker, kategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarlige væsker, kategori 3
Hudkorr. 1A	Hudkorrosion/irritation, kategori 1A
Skin Sens. 1B	Hudsensibilisering, kategori 1B
H225	Meget brandfarlig væske og dampe
H226	Brandfarlig væske og dampe
H314	Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader
H317	Kan forårsage en allergisk hudreaktion
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
H335	Kan forårsage luftvejsirritation

SDS EU (REACH bilag II)

Denne information er baseret på vores nuværende viden og er beregnet til kun at beskrive produktet med henblik på sundheds-, sikkerheds- og miljøkrav. Det skal derfor ikke opfattes som garanti for en bestemt egenskab ved produktet.