

**DURASPLINT® LC**Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn: DURASPLINT® LC
Produktkode(r): Ikke oplyst
Produktgruppe: Produkt til medicinsk brug.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produktbrug: Produkt til medicinsk brug.
Frarådede anvendelser: Ingen oplyste

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Zibrand
Lejrvej 25
3500 Værløse
DANMARK
Tlf: +45 44 47 79 13
E-Mail: mail@zibrand.dk

Fremstiller/Distributør

SCHEU DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
D-58642 Iserlohn
Tel. +49 (2374) 9288-0
Fax +49 (2374) 9288-90
eMail: service@SCHEU-DENTAL.com
Internet: www.SCHEU-DENTAL.com

**DURASPLINT® LC**

Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

1.4 Nødtelefon

Kontakt læge eller skadestue - medbring etiket eller dette sikkerhedsdatablad.

Giftlinjen, telefon 82 12 12 12 (døgnbemandet)

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

Stoffet er klassificeret som farligt iht. gældende EU-direktiver

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion

H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

De vigtigste fysiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger og symptomer

Ingen yderligere oplysninger

2.2 Mærkningselementer

Jævnfør Forordning (EF) nr. 1272/2008

urethane dimethacrylate (UDMA)

acrylic resin

2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate (trimethylolpropane triacrylate)

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (TPO)

Faresymbol(er):



GHS07



GHS09

Signalord:

Advarsel

Faresætninger:

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion

H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**DURASPLINT® LC**Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

Sikkerhedssætninger:**P261:** Undgå indånding af Pulver / røg / gas / tåge / damp / spray.**P273:** Undgå udledning til miljøet.**P280:** Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.**P302 + P352:** VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe**P333 + P313:** Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.**P501:** Bortskaf indhold og beholder til et indsamlingssted for farligt eller specialaffald i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale regler, eller via en autoriseret affaldshåndteringsoperatør eller indsamlingssted, bortset fra tømte, rene beholdere, der kan bortskaffes som ikke-farligt affald.**Supplerende mærkningselementer:** Ingen**EU's detergentforordning:**

Ingen relevante oplysninger.

2.3 Andre farer

Blandingen indeholder ikke noget vPvB-stof (vPvB = meget persistent, meget bioakkumulerende) eller er ikke omfattet af XIII i forordning (EF) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandingen indeholder ingen PBT-stoffer (PBT = persistent, bioakkumulerende, giftig) eller er ikke omfattet af XIII i forordning (EF) 1907/2006 (< 0,1 %)

Polymerisation med varmeudvikling kan forekomme i nærvær af radikaldannende stoffer (f.eks. peroxider), reducerende stoffer og/eller tungmetalioner.

**DURASPLINT® LC**

Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer**3.1 Substans**

Ikke relevant

3.2 Blandinger

Blanding af akrylharpikser, fyldstoffer og initatorer.

Navn:	Produkt Identifikator	Koncentration i %	Klassifikation jvf Forordning 1272/2008 [CLP]
urethane dimethacrylate (UDMA)	CAS No.: 72869-86-4	40 - 70	Skin Sens. 1, H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. Aquatic Chronic 2, H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
acrylic resin		< 10	Skin Irrit. 2, H315 Forårsager hudirritation. Skin Sens. 1, H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. Aquatic Chronic 2, H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**DURASPLINT® LC**

Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

2,2-bis(acryloyloxymethyl) butyl acrylate, trimethylolpropane triacrylate	EC No.: 239-701-3 CAS No.: 15625-89-5 Index No.: 607-111-00-9	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Forårsager hudirritation. Skin Sens. 1, H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. Eye Irrit. 2., H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (TPO)	EC No.: 278-355-8 CAS No.: 75980-60-8 Index No.: 015-203-00-X	< 1	Skin Sens. 1, H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. Repr 2., H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Aquatic Chronic 2, H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**DURASPLINT® LC**

Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

Specifik koncentrations grænse

Navn:	Produkt Identifikator	Specifik koncentrations grænse
Urethandimethacrylat (UDMA)	CAS No.: 72869-86-4	40 – 70 % Inhalation: LC50 $\geq$ 5 mg/l (støv eller tåge) Oral: LD50 $\geq$ 2000 mg/kg
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (TPO)	CAS No.: 75980-60-8 EC No.: 278-355-8	1 % Oral: LD50 $\geq$ 5000 mg/kg

Beregningsmetoder for klassifikation:

Skin Sens. 1, H317: Beregning**Aquatic Chronic 3; H411** Beregning**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generel information:**

Førstehjælperne bør altid sikre egenbeskyttelse.

Giv aldrig noget i munden til en bevidstløs person!

Kontakt læge eller giftcentral ved ulykker eller ubehag.

Indånding:

Sørg for frisk luft til den tilskadekomne, og let dennes vejtrækning. Søg læge

Hudkontakt:

Vask rigeligt med vand og sæbe. Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj. Søg læge.

Øjenkontakt:

Fjern kontaktlinser, såfremt det nemt kan gøres. Skyl med rigeligt vand, og søg læge

**DURASPLINT® LC**Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

Indtagelse:

Skyl munden grundigt med vand. Fremkald IKKE opkastning og søg læge.

Selvbeskyttelse af førstehjælper:

Ingen relevante.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**Generelt:**

Ingen yderligere information

Indånding:

Ingen yderligere information

Hudkontakt:

Ingen yderligere information

Øjenkontakt:

Ingen yderligere information

Indtagelse:

Ingen yderligere information.

Langvarige effekter:

Ingen kendte

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling, se 4.1

**DURASPLINT® LC**

Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler**Skum / CO₂ / tørslukker / spray**Anvend ikke:**

Vandstråle i fuld styrke.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare:	Produktet er ikke brændbart.
Eksplodingsfare:	Produktet er ikke eksplosivt.
Reaktivitet ifm brand:	CO, CO ₂ , farlige nedbrydningsprodukter
Farlige henfaldsprodukter ifm brand:	Kan udvikle giftige gasser ved brand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Udvis altid nødvendig forsigtighed ved kemiske brande.

Anvend åndedrætsværn med uafhængig lufttilførsel.

Alt efter brandstørrelse: Fuld beskyttelse, hvis nødvendigt.

Se 6.2

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****6.1.1 For ikke-indsatspersonel**

Nødprocedure: Sørg for tilstrækkelig lufttilførsel i spildområdet. Undgå øjen- og hudkontakt og kontakt med tøjet. Undgå indånding. Foretag ingen handlinger, uden at bære passende beskyttelsespåklædning.

6.1.2 For indsatspersonel

Beskyttelsespåklædning: Foretag ingen handlinger, uden at bære passende beskyttelsespåklædning.

Der henvises også til afsnit 8

**DURASPLINT® LC**Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå frigørelse i miljøet og omgivelserne.

Inddæm lækager, hvis dette er muligt at gøre uden risiko.

Opsaml spild i absorberende materiale

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fast spild: Opsamles mekanisk og bortskaffes i henhold til afsnit 13.

Flydende spild: Opsug med absorberende materiale (fx universalbindemiddel, sand, kiselgur, savsmuld) og bortskaffes i henhold til afsnit 13.

6.4. Henvisning til andre punkter

Vedrørende personlige værnemidler se afsnit 8 og vedrørende bortskaffelsesinstruktioner se afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Ud over oplysningerne i dette afsnit kan relevante oplysninger også findes i afsnit 8 og 6.1.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for god ventilation.

Brug personlige værnemidler under håndtering.

Undgå kontakt med hud og øjne.

Undgå indånding af dampe, tåger eller støv.

Overhold anvisningerne på etiketten og brugsanvisningen.

Holdes fra antændelseskilder – rygning forbudt.

Foranstaltninger til at undgå brand og eksplosioner:

Ingen kendte

Nødvendige foranstaltninger for at beskytte miljøet:

Ingen særlige.

**DURASPLINT® LC**Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

Råd om generel hygiejne:

Generelle hygiejneforanstaltninger for håndtering af kemikalier er gældende.

Spis, ryg eller drik ikke, under arbejdet.

Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Holdes væk fra mad, drikke og dyrefoder.

Fjern forurenet tøj og beskyttelsesudstyr, før du går ind i områder, hvor fødevarer indtages

Vask forurenet tøj inden genanvendelse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt, mørkt og køligt i et ventileret rum. 4°C – 25 °C

Kemikaliet er stabilt under normal brug.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen kendte.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1 Kontrolparametre**

Ingen relevante

8.2 Eksponeringskontrol**8.2.1 Egnede foranstaltninger**

Generelle arbejdsmiljømæssige regler gør sig gældende, f.eks. mht øjenskyllere og brusere.

Sørg for god ventilation. Dette kan opnås ved lokal udsugning eller generel luftudsugning.

8.2.2 Personlige værnemidler, foranstaltninger:

Generelle hygiejneforanstaltninger for håndtering af kemikalier er gældende.

Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Holdes væk fra mad, drikke og dyrefoder.

Fjern forurenet tøj og beskyttelsesudstyr, før du går ind i områder, hvor fødevarer indtages.

**DURASPLINT® LC**Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

Øjen-/ansigtsbeskyttelse:

Ved risiko for øjenkontakt brug tætsiddende beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse (EN 166).

Hudbeskyttelse - Håndbeskyttelse:

Anvend tætsiddende handsker, syrefast, f.eks. EN 374

Ved langvarig kontakt:

Igen særlige foranstaltninger

Hudbeskyttelse - Andet:

Ikke relevant

Åndedrætsværn:

Såfremt nødvendig, og på dårligt ventilerede steder.

8.2.3 Egnede miljøforanstaltninger

Undgå udledning i miljøet og omgivelserne.

**DURASPLINT® LC**

Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk form:	Pasta
Farve:	Klar
Lugt:	Gennemtrængende, karakteristisk
PH-værdi:	Ikke kendt
Smeltepunkt:	Ikke kendt
Start kogepunkt og kogepunktsinterval:	Ikke kendt
Flammepunkt:	> 100 °C
Brændbarhed, gas og fast form	Ikke relevant
Ekspløsningsgrænseværdier:	Ikke kendt
Selv-antændelsestemperatur:	Ikke relevant
Dekompositionstemperatur:	Ikke kendt
Damptryk:	Ikke kendt
Densitet:	Ikke kendt
Opløselighed:	Uopløseligt i vand
Fordelingskoefficient (N-oktanol/vand):	Ikke kendt
Damp densitet:	Ikke kendt
Fordampningshastighed	Ikke kendt

9.2. Andre oplysninger**9.2.1 Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser**

Ikke relevant

9.2.2 Andre sikkerhedskarakteristika

Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Forventes ikke at være reaktiv under almindelige omstændigheder for brug, opbevaring og transport.

**DURASPLINT® LC**Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil ved korrekt opbevaring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Polymerisation med varmeudvikling kan forekomme i nærvær af radikaldannende stoffer (f.eks. peroxider), reducerende stoffer og/eller tungmetalioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Beskyt mod lyspåvirkning. Opbevares kun i originalemballagen ved en temperatur mellem 4-25 °C.

10.5. Materialer, der skal undgås

Oxidationsmiddel, Reduktionsmiddel, Tungmetaller, Syrer, Alkali (lud)

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand kan CO og CO₂ frigøres.

**DURASPLINT® LC**

Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Toksicitet/effekt	Noter
Akut toksicitet (oral / dermal / inhalation)	Ikke klassificeret
urethane dimethacrylate (UDMA) CAS no.: 72869-86-4	
LD50 oral rotte	LD50 > 2000 mg/kg, OECD 401
LD50 rotte inhalation 4 timer støv / tåge	LC50 >5 mg/kg
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (TPO) CAS no.: 75980-60-8	
LD50 oral rotte	LD50 >5000 mg/kg, RTECS
Alvorlig øjenskade/irritation	Forårsager svære øjenskader
Respiratorisk eller hud overfølsomhed	Kan forårsage allergisk hudreaktion. Mulig sensibilisering hos personer, der lider af overfølsomhed.
Stamcelle mutagenicitet	Ikke klassificeret
Kræftfremkaldende	Ikke klassificeret
Reproduktions toksicitet	Ikke klassificeret
Specifik mål-organ toksicitet – enkelt udsættelse (STOT-SE)	Ikke klassificeret
Specifik mål-organ toksicitet – gentagen udsættelse (STOT-RE)	Ikke klassificeret
Aspirationsfare	Ikke klassificeret

**DURASPLINT® LC**

Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

11.2 Oplysninger om andre farer**11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen kendte

11.2.2. Andre oplysninger

Allergiske reaktioner:

urethane dimethacrylate (UDMA)); acrylic resin; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate trimethylolpropane triacrylate)

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (TPO))

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Mulig sensibilisering hos personer, der lider af overfølsomhed.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet****urethane dimethacrylate (UDMA) – CAS no.: 72869-86-4**

Toksicitet/effekt	Type	Tid	Værdi	Enhed	Organisme	Testmetode
LC50	LC ₅₀	96h	10,1	mg/l	Fisk Brachydanio rerio	OECD 203

diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (TPO) – CAS no.: 75980-60-8

Toksicitet/effekt	Type	Tid	Værdi	Enhed	Organisme	Testmetode
EC50	EC ₅₀	48h	3,53	mg/l	Skaldyr Daphnie	-

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed:

urethane dimethacrylate (UDMA): 22% over 28d OECD 301 F

**DURASPLINT® LC**Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ikke kendt

12.4. Mobilitet i jord

Ikke kendt

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet opfylder ikke klassifikations kriteriet for PBT- og vPvB-vurderingen.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen yderligere informationer

12.7. Andre negative virkninger

Skadelig for vandmiljøet.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Affaldskoderne er anbefalinger baseret på den planlagte brug af dette produkt.

Da brugerens specifikke anvendelse og bortskaffelse ikke er kendt kan andre affaldskoder tildeles efter behov.

Vær opmærksom på lokale og nationale officielle forskrifter.

Spild skal til hver en tid minimeres.

Bortskaffelsesanbefalinger

Små mængder kan hærdes ved hjælp af lys (polymerisering), og det hærdede faste materiale kan bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Større mængder skal bortskaffes i henhold til lokale myndigheders forskrifter. Må ikke udledes til overfladevand eller kloak. Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning.

**DURASPLINT® LC**Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

EAK-kode – rester / ubrugte produkter:

07 02 08 – Affald fra organiske kemiske processer; affald fra fremstilling, formulering, levering og brug (FFDU) af plast, syntetisk gummi og kunstfibre; andre bundfald og reaktionsrester.
Klassificeret som farligt affald.

EAK-kode – forurenede emballage:

07 02 08 – Affald fra organiske kemiske processer; affald fra FFDU af plast, syntetisk gummi og kunstfibre; andre bundfald og reaktionsrester.
Klassificeret som farligt affald.

Forurenede emballage

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Forurenede emballager skal håndteres på samme måde som selve stoffet.

Ren emballage

Bortskaffes via dagrenovation, jævnfør lokale retningslinier.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1 UN-nummer (ADR / IMDG / IATA / ADN / RID)**

Ikke klassificeret.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (ADR / IMDG / IATA / ADN / RID)

Ikke klassificeret.

14.3 Transportfareklasser (ADR / IMDG / IATA / ADN / RID)

Ikke klassificeret.

14.4 Emballagegruppe (ADR / IMDG / IATA / ADN / RID)

Ikke klassificeret.

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

**DURASPLINT® LC**Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke klassificeret.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****15.1.1: EU regulativer**

Omfattet af REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XVII , post 3 og post 75; som omhandler markedsføring, mærkning og brug af stoffer som er kræft-fremkaldende, reproduktionstoksiske eller hormonforstyrrende. Samt hvor eksponering kan være bekymrende.

Miljøfare:

Klassificeret som "farligt for vandmiljøet, kronisk kategori 2" i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

Kan forårsage langvarige skadelige virkninger i vandmiljøet.

Overhold begrænsninger:

Generelle hygiejneforanstaltninger for håndtering af kemikalier er gældende.

EU's detergentforordning (Forordning om vaske- og rengøringsmiddel):

Ikke relevant

15.1.2: Nationale regulativer

Ingen yderligere informationer

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette produkt.

**DURASPLINT® LC**

Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

PUNKT 16: Andre oplysninger

Indholdet og formatet af dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Referencer:

- *Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA
- *Oplysninger fra leverandøren
- *ESIS (European chemical Substances Information System)
- *International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)
- *AT-vejledning "Stoffer og materialer" C.0.1
- *Kommissionens forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 om ændring af bilag II til Europa-Miljøstyrelsen (<http://www.mst.dk>)
- * KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/39/EF om etablering af en liste over vejledende grænseværdier
- *Rådets direktiv 1005/2009/EC Bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer, Bilag 1
- *Rådets direktiv (EU) 2019/1021 persistente organiske miljøgifte
- *Rådets direktiv No 649/2012 import / export af farligt gods
- *Rådets direktiv (EC) No 1907/2006 Annex XVII registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)
- *Rådets direktiv 2004/37/EC om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener.
- *Rådets direktiv (EC) No 166/2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, bilag 2, Forurenende stoffer.
- * Rådets direktiv 98/24/EU om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser.

**DURASPLINT® LC**

Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

Forkortelser:

ADN	Konvention om international transport af farligt gods via søvej
ADR	Konvention om international transport af farligt gods via vej
CLP	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP)
IATA	Konvention om international transport af gods via luft
IMDG	Konvention om forsendelse af farlig gods via søvej.
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation No 1907/2006
RID	Konvention om international transport af farligt gods via jernbane
SDS	Security Data Sheet
vPvB	Very Persistent and Very Bioaccumulative
H315:	Forårsager hudirritation.
H317:	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319:	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361f:	Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H411:	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Aquatic Chronic 2:	Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, farekategori 2
Skin Sens 1.:	Sensibilisering – hud, farekategori 1
Skin Irrit. 2:	Hudætsning/hudirritation, farekategori 2
Eye Irrit. 2:	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, farekategori 2
Repr. 2:	Reproduktionstoksicitet, farekategori 2

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad/datablad er hentet fra kilder, som vi mener er pålidelige. Oplysningerne gives dog uden nogen form for garanti, udtrykkelig eller underforstået, med hensyn til deres rigtighed. Betingelserne eller metoderne til håndtering, opbevaring, brug eller bortskaffelse af produktet er uden for vores kontrol og kan være uden for vores viden. Af denne og andre grunde påtager vi os ikke ansvar og fraskriver os udtrykkeligt ansvar for tab, skader eller udgifter, der opstår som følge af eller på nogen måde forbundet med håndtering, opbevaring, brug eller bortskaffelse af komponent i et andet produkt, hvor denne SDS-information muligvis ikke kan være gældende.



DURASPLINT® LC

Revision: 29.05.2025, Udgave: 1

Revisionshistorik:

Version 1.0: Første dokument. Oversættelse fra engelsk original (01.08.2022), jævnfør KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Udarbejdet af:

C. Iversen Konsult

Sejrsvej 76, Rinkenæs

6300 Gråsten

www.civersen.dk

civ@civersen.dk

tlf: 21 25 74 25

CVR: DK28010206