

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Blanding
Produkt navn : Assure Plus

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Anvendelse af stoffet/blandingen : Kun pr. ordination

1.2.2. Anvendelser, der frarådes

Der foreligger ingen andre oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent:

Reliance Orthodontic Products, Inc. 1540 West Thorndale Ave.
Itasca, IL 60143 USA
630-773-4009 indenfor normal arbejdstid
www.RelianceOrthodontics.com

EU-repræsentant:

Emergo Europe, Prinsessgracht 20
2514 AP Haag, Holland

Australsk sponsor:

Emergo Australia, 201 Sussex St.
Darling Park, Tower II, niveau 20
Sydney, NSW 2000 Australien

1.4. Nødtelefonnummer

Akutnummer : CHEMTREC - 24-timers nødtelefon Hazmat Emergency Communications Center
I USA: 1-800-424-9300 Uden for USA: 1-703-527-3887, opkald på modtagerens regning accepteres

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Brandfarlige væsker, kategori 2 H225
Hudkorrosion/hudirritation, kategori 2 H315
Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 H319
Hudsensibilisering, kategori 1 H317
Specifik organotoksicitet - Enkel
eksponering, kategori 3, irritation af
luftvejene H335

Fuldt tekst af H-sætninger, se punkt 16

Fysisk-kemiske helbreds- og miljørisici

Meget brandfarlig væske og dampe. Kan forårsage luftvejsirritation. Forårsager hudirritation. Kan forårsage en allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ekstra mærkning til visning Ekstra klassificering(er), der skal vises

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS02



GHS07

Signalord (CLP) : Advarsel
Farlige ingredienser : Ætanol; 2-hydroxyethylmethacrylat; BisGMA
Faresætninger (CLP) : H225 - Meget brandfarlig væske og dampe.
H315 - Forårsager hudirritation.
H317 - Kan forårsage en allergisk hudreaktion.

Assure[®] Plus Universal Bonding Resin

(harpiks bindemiddel)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

Sikkerhedssætninger (CLP)	H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene.
	: P210 - Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. P233 - Hold beholderen tæt lukket. P240 - Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. P241 - Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilationsudstyr. P261 - Undgå indånding af dampe. P264 - Vask hænder grundigt efter håndtering. P271 - Brug kun udendørs, eller i et godt ventileret område. P272 - Forurenet arbejdstøj bør ikke være tilladt at forlade arbejdspladsen. P280 - Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsesdragt / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt med vand og sæbe. P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. P304 + P340 - VED INDÅNDING: Bring personen ud i frisk luft og let vejtrækning. P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312 - Ring til GIFTINFORMATION, eller læge, hvis du føler dig utilpas. P321 - Særlig behandling (se førstehjælpsforanstaltninger på denne etiket). P332 + P313 - Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P333 + P313 - Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P362 + P364 - Alt tilmudset tøj tages af og vaskes inden genbrug. P370 + P378 - I tilfælde af brand: Brug tørt sand til at slukke. P403 + P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P403 + P235 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold afkølet P405 - Opbevares låst. P501 - Bortskaf indhold og beholder til indsamlingssted for farligt eller specielt affald i overensstemmelse med lokal, regional, national og / eller international lovgivning, en licenseret entreprenør for bortskaffelse af farligt affald bortset fra tomme rene containere, der kan bortskaffes som ikke-farligt affald, et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

2.3. Andre farer

Der foreligger ingen andre oplysninger

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke relevant

3.2. Blandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
BisGMA	(CAS-nr.) 1565-94-2	30 - 50	Hudirrit. 2, H315 Øjenirr. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
Ethanol	(CAS-nr.) 64-17-5 (EC-No.) 200-578-6 (EF-indeksnr.) 603-002-00-5	30 - 50	Flam. Liq. 2, H225 Hudirrit. 2, H315 Øjenirr. 2, H319 STOT SE 3, H335
2-hydroxyethylmethacrylat	(CAS-nr.) 868-77-9 (EC-No.) 212-782-2 (EF-indeksnr.) 607-124-00-X	10 - 30	Hudirrit. 2, H315 Øjenirr. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
10-Methacryloyloxydecyl-dihydrogenphosphat	(CAS-nr.) 85590-00-7	5 - 10	Hudirrit. 2, H315 Øjenirr. 2, H319 STOT SE 3, H335

Fuldt tekst af H-sætninger. se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælpsforanstaltninger generelt	: Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.
Førstehjælpsforanstaltninger ved indånding	: Bring personen ud i frisk luft og let vejtrækning. Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.
Førstehjælpsforanstaltninger efter hudkontakt	: Skyl huden med vand/bruser. Tilmudset tøj tages straks af/fjernes. Hvis hudirritation eller udslæt forekommer: Søg lægehjælp.

Assure[®] Plus Universal Bonding Resin

(harpiks bindemiddel)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

- Førstehjælpsforanstaltninger efter øjenkontakt : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Hvis øjenirritation vedvarer: Søg lægehjælp.
- Førstehjælpsforanstaltninger efter indtagelse : Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer/følger af indånding : Kan forårsage luftvejsirritation.
- Symptomer/følger af hudkontakt : Irritation. Kan forårsage en allergisk hudreaktion.
- Symptomer/følger af øjenkontakt : Øjenirritation.

4.3. Angivelse af, hvorvidt øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tørt pulver. Skum. Kuldioxid.

5.2. Særlige farer forbundet med stoffet eller blandingen

- Brandfare : Meget brandfarlig væske og dampe.
- Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Giftige dampe kan frigives.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

- Beskyttelse under brandbekæmpelse : Forsøg ikke at gribe ind uden egnet beskyttelsesudstyr. Luftforsynende åndedrætsværn. Fuld beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

6.1.1. For ikke-akutpersonale

- Nødprocedurer : Ventil spildområdet. Ingen åben ild, ingen gnister og ingen rygning. Undgå indånding af støv / røg / gas / tåge / dampe / spray. Undgå kontakt med hud og øjne.

6.1.2. For akuthjælpere

- Beskyttelsesudstyr : Forsøg ikke at gribe ind uden egnet beskyttelsesudstyr. For yderligere information se punkt 8: "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler".

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udslip til miljøet.

6.3. Metoder og materiale til inddæmning og oprensning

- Metoder til oprensning : Tør væskeudslip op i absorberende materiale. Underret myndighederne, hvis produktet kommer i kloak eller offentlige farvande.
- Andre oplysninger : Bortskaf materialer eller faste rester til et autoriseret sted.

6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere information henvises til punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- Forholdsregler for sikker håndtering : Undgå stød og friktion. Holdes væk fra åben ild / varme. Tag forholdsregler mod elektrostatisk ladning. Brug gnist- / eksplosionsbestandige apparater og lysanlæg. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Jord/bond container og modtagerudstyr. Brug kun gnistfri værktøjer. Tag forholdsregler mod statisk udladning. Der kan samle sig brandfarlige dampe i beholderen. Brug eksplosionssikkert udstyr. Bær personligt beskyttelsesudstyr. Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område. Undgå indånding af støv / røg / gas / tåge / dampe / spray. Undgå kontakt med hud og øjne.
- Hygiejniske foranstaltninger : Vask forurenet tøj før genbrug. Tilsudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed.

- Tekniske foranstaltninger : Jord/bond container og modtagerudstyr.
- Opbevaringsbetingelser : Opbevares på et godt ventileret sted. Hold afkølet. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares aflåst.

7.3. Særlige anvendelser

Der foreligger ingen andre oplysninger

Assure[®] Plus Universal Bonding Resin

(harpiks bindemiddel)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Ætanol (64-17-5)		
Belgien	Grænseværdi (mg/m ³)	1907 mg/m ³ (Ethanol; Belgien; tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer)
Belgien	Grænseværdi (ppm)	1000 ppm (Ethanol; Belgien; Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer)
Frankrig	VME (mg/m ³)	1900 mg/m ³ (Ethanol; Frankrig; tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer)
Frankrig	VME (ppm)	1000 ppm (Ethanol; Frankrig; tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer)
Frankrig	VLE (mg/m ³)	9500 mg/m ³ (Ethanol; Frankrig; kort tidsværdi)
Frankrig	VLE (ppm)	5000 ppm (Ethanol; Frankrig; kort tidsværdi)
Holland	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	260 mg/m ³
Holland	Grenswaarde TGG 8H (ppm)	136 ppm
Holland	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Holland	Grenswaarde TGG 15MIN (ppm)	992 ppm
Storbritannien	WEL TWA (mg/m ³)	1920 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (ppm)	1000 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for god rumventilation.

Handsker:

Beskyttelseshandsker

Øjenværn:

Sikkerhedsbriller

Hud- og kropsværn:

Bær passende beskyttelsesbeklædning

Åndedrætsværn:

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation skal du bruge egnet åndedrætsværn

Kontrol af miljøeksposering:

Undgå udslip til miljøet.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om fysiske og kemiske grundlæggende egenskaber

Konsistens	: Væske
Udseende	: Klar væske.
Farve	: Bleggul
Lugt	: Ethanollugt
Lugtgrænse	: Ingen tilgængelige data
pH	: 2.5 - 3.5
Relativ fordampningshastighed (butylacetat = 1)	: Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt	: Ikke relevant
Frysepunkt	: Ingen tilgængelige data
Kogepunkt	: Ingen tilgængelige data
Antændelsespunkt	: Ingen tilgængelige data
Selvantændelsestemperatur	: Ingen tilgængelige data
Nedbrydningstemperatur	: Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, gas)	: Ikke relevant
Damptryk	: Ingen tilgængelige data
Relativ damptæthed ved 20 ° C	: Ingen tilgængelige data
Relativ tæthed	: 0.9 - 1.1

Assure[®] Plus Universal Bonding Resin

(harpiks bindemiddel)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

Opløselighed	: Ingen tilgængelige data
Log Pow	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, dynamisk	: Ingen tilgængelige data
Eksplorative egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Oxiderende egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Eksplorative grænser	: Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger

Der foreligger ingen andre oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Meget brandfarlig væske og dampe.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale betingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlige reaktioner under normale brugsbetingelser.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå kontakt med varme overflader. Varme. Ingen flammer, ingen gnister. Fjern alle antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Der foreligger ingen andre oplysninger

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og brugsbetingelser burde der ikke produceres farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral)	: Ikke klassificeret
Akut toksicitet (dermal)	: Ikke klassificeret
Akut toksicitet (indånding)	: Ikke klassificeret

Ætanol (64-17-5)	
LD50 oral, rotte	10740 mg/kg (rotte; eksperimentel værdi, rotte; eksperimentel værdi)
LD50 dermal, kanin	> 16000 mg/kg (kanin, litteraturundersøgelse)
LC50 indånding, rotte (mg/l)	117 - 125 mg/l luft (ækvivalent eller svarende til OECD 403, 4 timer, rotte, han/hun, eksperimentel værdi)

10-Methacryloyloxydecyl-dihydrogenphosphat (85590-00-7)	
LD50 oral, rotte	> > mg/kg

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)	
LD50 oral, rotte	5564 mg/kg kropsvægt (Rotte; Eksperimentel værdi)
LD50 dermal, kanin	> 5000 mg/kg kropsvægt (kanin; eksperimentel værdi)

Hudkorrosion/irritation	: Forårsager hudirritation. pH: 2.5 - 3.5
Alvorlig øjenskade/irritation	: Forårsager alvorlig øjenirritation. pH: 2.5 - 3.5
Åndedræts- eller hudsensibilisering	: Kan forårsage en allergisk hudreaktion.
Mutagenicitet af kimceller	: Ikke klassificeret
Kræftfremkaldende	: Ikke klassificeret
Forplantningstoksicitet	: Ikke klassificeret
STOT-enkelt eksponering	: Kan forårsage luftvejsirritation.
STOT-gentagen eksponering	: Ikke klassificeret
Aspirationsfare	: Ikke klassificeret

Assure[®] Plus Universal Bonding Resin

(harpiks bindemiddel)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Miljø - generelt	: Produktet betragtes ikke som skadeligt for organismer, der lever i vand, og det kan heller ikke forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.
Akut toksicitet i vandet	: Ikke klassificeret
Kronisk akvatisk toksicitet	: Ikke klassificeret

Ætanol (64-17-5)

LC50 fisk 1	14200 mg/l (US EPA, 96 timer, Pimephales promelas, gennemstrømningssystem, ferskvand, eksperimentel værdi)
EC50 72h alger (1)	275 mg/l (ækvivalent eller lignende OECD 201, Chlorella vulgaris, statisk system, ferskvand, eksperimentel værdi)

10-Methacryloyloxydecyl-dihydrogenphosphat (85590-00-7)

EC50 Daphnia 1	> mg/l
NOEC kronisk fisk	48h 10 mg/l

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)

LC50 fisk 1	227 mg/l (LC50; 96 h)
EC50 Daphnia 1	171 mg/l (NOEC; OECD 202: Daphnia sp. Akut immobiliseringstest; 48 timer; Daphnia magna; Statisk system; ferskvand; Eksperimentel værdi)
EC50 Daphnia 2	380 mg/l (EC50; OECD 202: Daphnia sp. Akut immobiliseringstest; 48 timer; Daphnia magna; Statisk system; ferskvand; Eksperimentel værdi)
Tærskelgrænse alger 1	836 mg/l (ErC50; OECD 201: Alge, vækstinhibitionstest; 72 timer; Pseudokirchneriella subcapitata; Statisk system; ferskvand; Eksperimentel værdi)
Tærskelgrænse alger 2	345 mg/l (EbC50; OECD 201: Alge, vækstinhibitionstest; 72 timer; Pseudokirchneriella subcapitata; Statisk system; ferskvand; Eksperimentel værdi)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ætanol (64-17-5)

Persistens og nedbrydelighed	Bionedbrydeligt i jorden. Let bionedbrydeligt i vand.
Biokemisk iltbehov (BOD)	0,8 - 0,967 g O ₂ / g stof
Kemisk iltbehov (COD)	1,7 g O ₂ /g stof
ThOD	2,1 g O ₂ /g stof
BOD (% af ThOD)	0,43

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)

Persistens og nedbrydelighed	Let bionedbrydeligt i vand. Bionedbrydelighed i jord: Ingen data tilgængelige. Adsorberer i jorden.
------------------------------	---

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ætanol (64-17-5)

BCF fisk 1	1 (Andet, 72 timer, Cyprinus carpio, statisk system, ferskvand, read-across)
Log Pow	-0,31 (eksperimentel værdi)
Bioakkumuleringspotentiale	Ikke bioakkumulerende.

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)

BCF fisk 1	1,3 - 1,5 (BCF)
Log Pow	-0,55 - 0,49 (0,42; Eksperimentel værdi; OECD 107: Fordelingskoefficient (n-octanol/vand); Rystekolbe-metode; 25 ° C)
Bioakkumuleringspotentiale	Ringe mulighed for bioakkumulering (BCF <500).

12.4. Mobilitet i jord

Ætanol (64-17-5)

Overfladespænding	0,022 N/m (20 ° C)
Økologi - jord	Meget mobil i jord.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponent	
Ætanol (64-17-5)	Dette stof / blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH forordning, bilag XIII Dette stof / blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH forordning, bilag XIII

12.6. Andre bivirkninger

Der foreligger ingen andre oplysninger

Assure[®] Plus Universal Bonding Resin

(harpiks bindemiddel)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

- Metoder til affaldsbehandling : Bortskaf indhold/beholder i overensstemmelse med autoriseret opsamlers sorteringsinstruktioner.
- Yderligere Information : Der kan samle sig brandfarlige dampe i beholderen.

PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer

- UN-nr. (ADR) : 1170
- UN-nr. (IMDG) : Ikke reguleret
- UN-nr. (IATA) : Ikke reguleret
- UN-nr. (ADN) : Ikke reguleret
- UN-nr. (RID) : Ikke reguleret

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

- Korrekt forsendelsesnavn (ADR) : ÆTANOLOPLØSNING (ÆTYL ALKOHOLOPLØSNING)
- Korrekt forsendelsesnavn (IMDG) : Ikke reguleret
- Korrekt forsendelsesnavn (IATA) : Ikke reguleret
- Korrekt forsendelsesnavn (ADN) : Ikke reguleret
- Korrekt forsendelsesnavn (RID) : Ikke reguleret
- Transportdokumentbeskrivelse (ADR) : UN 1170 ÆTANOLOPLØSNING (ÆTYL ALKOHOLLØSNING), 3, III, (D / E)

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR

- Transportfareklasse(r) (ADR) : 3
- Faremærker (ADR) : 3



IMDG

- Transportfareklasse(r) (IMDG) : Ikke reguleret

IATA

- Transportfareklasse(r) (IATA) : Ikke reguleret

ADN

- Transportfareklasse(r) (ADN) : Ikke reguleret

RID

- Transportfareklasse(r) (RID) : Ikke reguleret

14.4. Emballagegruppe

- Emballagegruppe (ADR) : III
- Emballagegruppe (IMDG) : Ikke reguleret
- Emballagegruppe (IATA) : Ikke reguleret
- Emballagegruppe (ADN) : Ikke reguleret
- Emballagegruppe (RID) : Ikke reguleret

14.5. Miljøfarer

- Miljøfarlig : Ingen
- Marineforurenende stoffer : Ingen
- Andre oplysninger : Der findes ingen supplerende oplysninger

Assure[®] Plus Universal Bonding Resin

(harpiks bindemiddel)


Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

- Landstransport

Klassifikationskode (ADR)	: F1
Særlige bestemmelser (ADR)	: 144, 601
Begrænsede mængder (ADR)	: 5l
Undtagne mængder (ADR)	: E1
Pakningsinstruktioner (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Blandede pakningsbestemmelser (ADR)	: MP19
Instruktioner til bærbar tank og bulkcontainer (ADR)	: T2
Specielle bestemmelser for bærbar tank og bulkcontainer (ADR)	: TP1
Tank kode (ADR)	: LGBF
Køretøj til tanktransport	: FL
Transportkategori (ADR)	: 3
Særlige bestemmelser for transport - pakker (ADR)	: V12
Særlige bestemmelser for transport - betjening (ADR)	: S2
Fareidentifikationsnummer (Kemler No.)	: 30
Orange plader	:



Tunnelbegrænsningskode (ADR)	: D/E
EAK-kode	: • 2YE

- Transport til søs

Ikke reguleret

- Lufttransport

Ikke reguleret

- Transport ad indre vandveje

Ikke reguleret

- Jernbanetransport

Ikke reguleret

14.7. Transport i bulk ifølge bilag II til Marpol og IBC-koden

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-forordninger

Indeholder ingen REACH-stoffer med bilag XVII-begrænsninger

Indeholder intet stof på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen REACH-bilag XIV-stoffer

15.1.2. Nationale regler

Tyskland

Henvisning til AwSV	: Vandfareklasse (WGK) 3, alvorlig fare for vand (klassificering i henhold til AwSV, bilag 1)
12. forordning til gennemførelse af den føderale lov om immissionskontrol - 12.BImSchV	: Er ikke omfattet af 12. BImSchV (Forordning om farlig hændelse)

Holland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	: Ethanol er angivet
SZW-liste med mutagene stoffer	: Ingen af komponenterne er angivet
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding	: Ethanol er angivet

Assure[®] Plus Universal Bonding Resin

(harpiks bindemiddel)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Ethanol er angivet
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Ethanol er angivet
giftige stoffen – Ontwikkeling

Danmark

Danske nationale forordninger : Unge under 18 år har ikke tilladelse til at bruge produktet

15.2. Kemisk sikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuldttekst af H- og EUH-sætninger:

Øjenirr. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarlige væsker, kategori 2
Hudirrit. 2	Hudkorrosion/hudirritation, kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, kategori 1
STOT SE 3	Specifik organtoksicitet - Enkel eksponering, kategori 3, irritation af luftvejene
H225	Meget brandfarlig væske og dampe.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage en allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335	Kan forårsage luftvejsirritation.

SDS EU (REACH bilag II)

Denne information er baseret på vores nuværende viden og er beregnet til kun at beskrive produktet med henblik på sundheds-, sikkerheds- og miljøkrav. Det skal derfor ikke opfattes som garanti for en bestemt egenskab ved produktet